

PLAN DE MANTENIMIENTO



E.S.E. HOSPITAL
Nuestra Señora de
LA CANDELARIA
Guarne, Antioquia

GUARNE, 2026

 <p>E.S.E. HOSPITAL Nuestra Señora de LA CANDELARIA Galarza, Antioquia</p>	PLAN DE MANTENIMIENTO	Código: 1200-20-27
		Versión: 06
		Fecha de actualización: Enero de 2026
		Página 2 de 43

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	JUSTIFICACIÓN	4
3.	MARCO LEGAL.....	4
4.	OBJETIVOS	5
4.1	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
5.	MARCO TEÓRICO	6
6.	METAS.....	8
7.	CUADRO DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MAL USO DE LOS RECURSOS EN LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA.	9
8.	ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO	10
9.	RECURSOS	11
	HUMANOS.....	11
	TECNOLOGICOS	11
	FINANCIEROS PARA EL MANTENIMIENTO	11
10.	CRONOGRAMAS	12
11.	PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO	12
12.	CAPITULO I MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	13
12.1	OTROS MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA	16
12.1.1	CUARTO DE GASES	16
12.1.2	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	16
12.1.3	AREAS ADYACENTES ZONAS VERDES	16
13.	CAPITULO II MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN	17
	MANTENIMIENTOS CONTRATADOS.....	17
13.1	EQUIPOS INDUSTRIALES.....	17
13.2	EQUIPOS BIOMEDICOS:.....	20
13.3	CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO.....	22
13.4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS.....	26
13.5	EQUIPOS RELACIONADOS CON SERVICIOS DE APOYO HOSPITALARIO.....	34
	AMBULANCIA	34
	CAMIONETA ADMINISTRATIVA.....	35
	EQUIPOS DE SEGURIDAD (CCTV)	35
	PLANTA ELECTRICA.....	35
	CENTRALES TELEFÓNICAS.....	36
	EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO.....	36
13.6	MUEBLES PARA USO ADMINISTRATIVO Y PARA USOS ASISTENCIALES.....	36
13.4	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y SCANNER.....	38
	UPS.....	42
14.	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN.....	42
15.	RESPONSABLES	43

	PLAN DE MANTENIMIENTO	Código: 1200-20-27
		Versión: 06
		Fecha de actualización: Enero de 2026
		Página 3 de 43

1. INTRODUCCIÓN

La ESE Hospital Nuestra Señora de la Candelaria tiene como política general, implementar el sistema que garantice la calidad para el mejoramiento del nivel de salud de la población Guarneña y su área de influencia, utilizando como una de sus estrategias, el mejoramiento de la calidad de la atención integral en los servicios de salud; este compromiso con la comunidad en general, y con el usuario en particular, impone un compromiso para todos los servicios involucrados en el que hacer de la salud, dentro de los cuales no está exento el servicio de mantenimiento que debe brindarse a la infraestructura y a la dotación biomédica, industrial, redes y otros recursos físicos hospitalarios. para ello la ese hospital Nuestra Señora de la Candelaria implementó el siguiente plan de mantenimiento preventivo para el año 2026. En procura del desempeño eficiente de sus objetivos y comprometidos con el cumplimiento del ordenamiento legal dispuesto en la Circular Externa 029 de 1997 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, Decreto 1769 de 1994 y su aclaratorio, Decreto 1617 de 1995, se propuso diseñar el siguiente Plan de Mantenimiento Hospitalario, con la firme intención de garantizar la calidad en la prestación de los servicios de salud, una de las cuales es la disponibilidad y suficiencia de recursos mencionada en el Decreto 2174 de 1996, en su artículo tercero.

Debe entenderse por mantenimiento hospitalario “la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo” (Artículo 7, Decreto 1769 de 1994).

El plan de mantenimiento para la ESE Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, se realiza con base a la identificación de necesidades que tiene la empresa para el año 2026 en cada una de las dependencias, considerando igualmente los requerimientos del cliente externo y a la vez los requerimientos exigidos por norma, de acuerdo a la disponibilidad financiera.

	PLAN DE MANTENIMIENTO	Código: 1200-20-27
		Versión: 06
		Fecha de actualización: Enero de 2026
		Página 4 de 43

2. JUSTIFICACIÓN

El Hospital desarrolla anualmente un plan de mantenimiento hospitalario, que garantice la funcionalidad de los equipos biomédicos y administrativos, optimizando el uso de los recursos y cumpliendo con los criterios de calidad establecidos por la normatividad vigente, al igual que busca establecer mecanismos para lograr que la infraestructura cumpla con los criterios de seguridad definidos y exigidos en la atención a los usuarios.

El plan contiene los recursos humanos, físicos, y tecnológicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Hospital, y será financiado con los recursos asignados para tal fin en el presupuesto.

3. MARCO LEGAL

- **Ley 100 de 1993** establece en el artículo 189 que las IPS públicas y privadas, que suscriban contratos con la nación o con entidades territoriales que superan el 30% de sus ingresos totales deben destinar el mínimo del 5% de su presupuesto total a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria.
- **Decreto 1769 de 1994** se establecen reglamentaciones en cuanto a la inspección, vigilancia y control en la asignación y ejecución de los recursos destinados al mantenimiento hospitalario y en la elaboración y aplicación de los planes de mantenimiento hospitalario en las instituciones prestadoras de servicios de salud hospitalarios.
- **Decreto 4725 del 2005**, se hacen aportes importantes referentes a la calidad del servicio de mantenimiento de los dispositivos médicos y a la tecnovigilancia postmercado para poder identificar y localizar los incidentes adversos asociados al uso de los dispositivos médicos.
- **Resolución 4816 de 2008**, por la cual se reglamenta el programa nacional y los planes institucionales de tecnovigilancia.
- **Resolución 2183 de 2004**, por el cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización que se establece mediante la presente resolución, se constituye en una herramienta indispensable para el desarrollo de los procesos y actividades de las Centrales de Esterilización de los Prestadores de Servicios de Salud en cualquier grado de complejidad y particularmente para que en las centrales de esterilización se dé cumplimiento al Estándar 5

	PLAN DE MANTENIMIENTO	Código: 1200-20-27
		Versión: 06
		Fecha de actualización: Enero de 2026
		Página 5 de 43

- Procesos Prioritarios Asistenciales, contenido en el Anexo Técnico de la Resolución 1439 de 2002.

- **Circular 029 de 1997**, inspección, vigilancia y control en la asignación y ejecución de los recursos destinados al mantenimiento hospitalario y en la elaboración y aplicación de los planes de mantenimiento hospitalario en las instituciones prestadoras de servicios de salud hospitalarios de su jurisdicción.
- **Resolución 482 de 2018**, Por la cual se reglamentan el uso de equipos generadores de radiación ionizante, su control de calidad, la prestación de servicios de protección radiológica y se dictan otras disposiciones.
- **Resolución 3100 de 2019**, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.

4. OBJETIVOS

Garantizar la seguridad de los usuarios y del personal que administra y utiliza los recursos físicos del hospital, asegurando la disponibilidad y garantizando el funcionamiento eficiente de los recursos físicos para la producción o el servicio, en aras de obtener el mayor rendimiento posible de la inversión económica en los recursos para la atención en salud y contribuir a la reducción de los costos de operación de la institución, buscando en última instancia contribuir a que la atención en salud cumpla con las características de calidad exigidas en la normatividad vigente.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Suministrar a las directivas y demás personal del hospital los medios para el control y evaluación de la gestión y el logro de los objetivos del plan de mantenimiento
- Asegurar la asignación presupuestal necesaria para el financiamiento de su respectiva ejecución

	PLAN DE MANTENIMIENTO	Código: 1200-20-27
		Versión: 06
		Fecha de actualización: Enero de 2026
		Página 6 de 43

- Proporcionar acciones sistemáticas de trabajo al área de mantenimiento del hospital, que le permitirán a la empresa asegurar y proteger el deterioro de su recurso físico, mejorar la prestación de servicios y evitar riesgos.
- Planear, programar y aplicar los planes de mantenimiento preventivo que sean requeridos para conservación de la infraestructura y dotación de la institución.
- Verificar cumplimiento de planes de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos, industriales e infraestructura.
- Documentar y mantener la información de las actividades de mantenimiento de la dotación.
- Proporcionar un entorno seguro y funcional, mediante le mantenimiento adecuado de todos los equipos

5. MARCO TEÓRICO

Dentro del desarrollo del plan de mantenimiento se debe tener en cuenta el conjunto de actividades desarrolladas con el fin de conservar inmuebles, equipos, instalaciones, herramientas, entre otros, en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubiesen producido. Para las diferentes actividades de mantenimiento hay diferentes intensidades depende de la edad del equipo y de los años de uso, que se puede describir en una característica de eficiencia.

La primera fase, se caracteriza por fallas debido a defectos de fabricación e instalación, para un Hospital esta primera fase deberá ser cubierta con la garantía de la empresa proveedora o instaladora del bien.

La segunda fase, es normalmente el periodo donde la máquina trabaja sin fallas, el caso de deficiencia es ocasional y por eso la frecuencia de falla es constante por razones de estadística.

La tercera fase, se caracteriza por la edad del bien, y por eso las fallas típicas son causadas por desgaste de los componentes del bien, este porcentaje aumenta hasta cierto nivel, cuando todos los componentes del bien son reemplazados. Así cada equipo, cada instalación o planta física tiene su tiempo característico de aprovechamiento. Cuando existe un buen mantenimiento, esos tiempos de servicio o de vida pueden prolongarse, siendo un factor económico importante para la E.S.E., al que podemos subdividir para efectos del mantenimiento en:

	PLAN DE MANTENIMIENTO	Código: 1200-20-27
		Versión: 06
		Fecha de actualización: Enero de 2026
		Página 7 de 43

- Infraestructura
- Equipamiento
- Instalaciones

De acuerdo a lo anterior se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

ASPECTO TÉCNICO, cumple con el objetivo inmediato de conservar la infraestructura, equipamiento e instalaciones de la E.S.E, en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y confiable, para no interrumpir los servicios.

ASPECTO ECONÓMICO. se soporta en el objetivo básico del mantenimiento, o sea el de contribuir por los medios disponibles a sostener lo más bajo posible el costo de operación del Hospital.

ASPECTO SOCIAL. para el sector salud, una falla técnica que repercute en el paciente, no se puede calcular inmediatamente como valor dado en dinero, hay solamente ciertos casos donde es posible calcular una falla en el sentido del valor del dinero, por ejemplo: cuando una cadena de frío no funciona y se malogran las vacunas y medicamentos, en este caso es posible calcular la pérdida económica.

TÉRMINOS TÉCNICOS DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Una forma de cumplir con los objetivos del Mantenimiento hospitalario es la de desarrollar las siguientes actividades:

INSPECCIÓN es la constatación, reconocimiento o comprobación del estado actual del bien.

MANTENIMIENTO es el cuidado, que engloba la limpieza, lubricación y ajuste, con el fin de reducir el desgaste de partes.

REPARACIÓN realizada para garantizar que el bien esté listo para el servicio después de una falla. Generalmente el mantenimiento se puede categorizar de diversas maneras así:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: se define como la programación de una serie de inspecciones de funcionamiento y de seguridad, ajustes, análisis, limpieza, lubricación y calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica con base a un plan y no a una demanda del operario o usuario, por lo que también es conocido como mantenimiento Preventivo Planificado (MPP), y su propósito es prever las fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones

	PLAN DE MANTENIMIENTO	Código: 1200-20-27
		Versión: 06
		Fecha de actualización: Enero de 2026
		Página 8 de 43

hospitalarias en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos, Además, provee la evidencia acerca de dicho mantenimiento entregado por la empresa responsable. La característica principal de este tipo de mantenimiento, es la de inspeccionar los equipos y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno.

Con una buena organización del mantenimiento preventivo, se obtiene experiencias en la determinación de causas de las fallas repetitivas o del tiempo de operación seguro de un equipo, además se llega a conocer puntos débiles de instalaciones, máquinas, etc.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO: es más una filosofía que un método de trabajo. Se basa fundamentalmente en detectar una falla antes de que suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicios al servicio; se usan para ello instrumentos de diagnóstico y pruebas no destructivas.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es el sistema que emplearon las industrias e instituciones, cuando desconocían los beneficios de una programación de los trabajos de mantenimiento, siendo consistente en corregir las fallas cuando éstas se presentan, usualmente sobre una base no planificada, dando cumplimiento a la solicitud del operario o usuario del equipo afectado.

Para ofrecer el mejoramiento en la atención de servicios de salud, es necesario que la infraestructura, equipamiento e instalaciones hospitalarias se encuentren en condiciones adecuadas y oportunas de funcionamiento, con la aplicación del correspondiente programa de mantenimiento, el administrador y/o gerente como médico y profesional deben tener presente que el Hospital es una empresa, y como tal debe ser dirigida por principios administrativos, y que los servicios de mantenimiento influyen en su economía.

Uno de los factores negativos para el entendimiento de lo que es mantenimiento, es la falta de conocimiento existente entre el costo de los equipos y los costos del mantenimiento hospitalario, sin eludir por supuesto, el costo de la rehabilitación de un equipo e instalación a infraestructura hospitalaria, así se pretende comparar el costo del mantenimiento anual como un porcentaje del presupuesto anual de operaciones, sin contemplar la pretensión de conservar el capital invertido, o sea el costo de la inversión hospitalaria.

6. METAS

- Mantener en óptimas condiciones los recursos físicos inmersos en este plan de mantenimiento.

	PLAN DE MANTENIMIENTO	Código: 1200-20-27
		Versión: 06
		Fecha de actualización: Enero de 2026
		Página 9 de 43

- Cumplir al 100% con la programación de los mantenimientos preventivos, esto con el fin de evitar averías en la infraestructura, dotación, equipos biomédicos, equipos de comunicación e informática de la institución.
- Responder en el menor tiempo posible a los requerimientos de mantenimientos correctivos, para disminuir el daño y evitar que estos se vuelvan a presentar.
- Ejecutar el presupuesto asignado por la E.S.E Hospital Nuestra señora de la candelaria del municipio de Guarne, teniendo en cuenta los principios de transparencia, eficiencia y procurando el menor costo, con la mejor calidad.

OBJETIVO	ACTIVIDADES	ACCIONES	META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PERIODICIDAD
Medir el cumplimiento y la periodicidad de los mantenimientos preventivos realizados a los equipos biomédicos, industriales, muebles, enseres y de infraestructura para garantizar la seguridad del paciente.	Seguimiento al cumplimiento de mantenimientos preventivos programados	Seguimiento a la periodicidad y actividades efectuadas durante el mantenimiento, las cuales se especifican en los protocolos y listas de chequeo.	95%	Número de mantenimientos preventivos programados/Total de mantenimientos preventivos ejecutados.	Mensual
Medir la oportunidad y respuesta efectiva en los mantenimientos correctivos que se generen durante el mes, para garantizar el continuo funcionamiento de los equipos biomédicos, equipos industriales e infraestructura.	Seguimiento a la oportunidad y efectividad de los mantenimientos correctivos	Seguimiento a las actividades efectuadas durante el mantenimiento correctivo, verificando si el equipo continua con buen funcionamiento o se requiere dar de baja	90%	Número de mantenimientos correctivos generados/Total de mantenimientos correctivos ejecutados dentro los tiempos establecidos.	Mensual

7. CUADRO DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MAL USO DE LOS RECURSOS EN LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA.

Los factores que comúnmente más influyen para esta pérdida son los siguientes:

Reducción de vida útil del equipamiento por mala operación, falta de mantenimiento. Estimado que afecta 50-80% de la vida útil.

Compra adicional de accesorios, repuestos, para modificaciones a fin de facilitar la instalación debido a una deficiente selección del equipo. Estimado que afecta 10-30% del valor del equipo.

	PLAN DE MANTENIMIENTO	Código: 1200-20-27
		Versión: 06
		Fecha de actualización: Enero de 2026
		Página 10 de 43

La falta de estandarización, resulta en un incremento del costo de adquisición de repuestos, o compras adicionales. Estimado que afecta 30-50% del valor del equipo.

Excesivo bajo tiempo de duración, por falta de mantenimiento preventivo, inexperiencia en la reparación y falta de repuestos. Estimado que afecta 25-30% del equipamiento.

Cambio del modelo del equipo por cuenta del fabricante. Estimado en 10-30% de costo para repuestos.

POLÍTICAS DE MANTENIMIENTO: entendidas como soluciones a corto, mediano y largo plazo.

A corto plazo, implementar programas, asistencia técnica en la solución de problemas de alta complejidad y asistencia en la planificación del equipamiento de hospitales.

A mediano plazo, investigación de los problemas de organización, logística, estudio de ahorros y costos.

A largo plazo, formación y capacitación de personal directivo, médico, auxiliares de enfermería y técnicos para la ejecución y control de los programas de mantenimiento, además de crear fuentes de financiamiento para garantizar la continuidad del sistema.

8. ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO

Toda organización debe manejar los siguientes pasos:

- ✓ Planificación: plan anual de actividades.
- ✓ Programación: tiempo para cada actividad.
- ✓ Ejecución: tareas de Mantenimiento.
- ✓ Supervisión: actividades que se realicen de acuerdo a las técnicas apropiadas y en el tiempo previsto.
- ✓ Control: evaluación de las actividades realizadas.

	PLAN DE MANTENIMIENTO	Código: 1200-20-27
		Versión: 06
		Fecha de actualización: Enero de 2026
		Página 11 de 43

9. RECURSOS

HUMANOS

La E.S.E cuenta con personal idóneo para la realización del mantenimiento dentro de la institución. Las personas naturales que sean contratadas, serán evaluadas en su idoneidad y experiencia en el campo del mantenimiento específico que se requiera.

TECNOLOGICOS

Las empresas contratadas cuentan con las herramientas necesarias para realizar el mantenimiento de equipos biomédicos, informáticos, industriales y de infraestructura, según sea el caso.

La institución destinará un espacio adecuado para las tareas de mantenimiento y realizará la adquisición de los materiales y repuestos de la mejor calidad requeridos para el mantenimiento.

FINANCIEROS PARA EL MANTENIMIENTO

De conformidad con el artículo uno del Decreto 1769 de 1994 los recursos financieros destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria corresponden al cinco por ciento (5%) del presupuesto total en los hospitales públicos. Para el cumplimiento del plan de mantenimiento, se debe garantizar el presupuesto correspondiente, para el mantenimiento hospitalario del año 2026 es:

- Adquisición de servicios para el mantenimiento hospitalario cuenta con una apropiación presupuestal es de \$ 678.945.761
- Adquisición de bienes que tienen que ver cuenta con una apropiación presupuestal asignada es de \$ 43.000.000

Los rubros presupuestales destinados para el mantenimiento se asignaron según los lineamientos del decreto 2323 de 2020, de acuerdo a la clasificación en el nuevo catálogo presupuestal CCPET.

	PLAN DE MANTENIMIENTO	Código: 1200-20-27
		Versión: 06
		Fecha de actualización: Enero de 2026
		Página 12 de 43

Para el cálculo definitivo de los recursos que se asignarán al mantenimiento hospitalario del año 2026 aprobado por Junta Directiva, tenemos entonces el siguiente cuadro extraído de la plantilla del presupuesto 2026 de Seccional de Salud de Antioquia:

El Gerente de la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA del Municipio de Guarne certifica que para la vigencia comprendida entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2026 se han asignado los recursos correspondientes al 5% de los ingresos para las actividades de mantenimiento hospitalario. De acuerdo al siguiente detalle:

CALCULO DE INGRESO BASE		
INGRESOS		
Ingresos Totales		14.438.915.213
Transferencias		637.068.000
Disponibilidad Inicial con Dest Especifica		
5% PARA EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		721.945.761
RECURSOS ASIGNADOS AL GASTO		
Repuestos	2.1.2.02.01.003.010	19.000.000
Mantenimiento Planta Fisica	2.1.2.02.02.005.01	70.800.000
Mantenimiento Servicios de personal	2.1.2.02.02.008.04	25.897.992
Derechos de uso de programas informáticos y bases de datos	2.1.2.02.02.007.01	179.310.000
Repuestos Equipos medicos	2.4.5.01.04.001	24.000.000
Mantenimiento Planta Fisica	2.4.5.02.05.001	272.124.008
Mantenimiento	2.4.5.02.08.001	130.813.761
		721.945.761

5.00%

El total presupuestado para el año 2026 de acuerdo a la anterior discriminación es de **SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$721.945.761)**

10. CRONOGRAMAS

El cronograma de mantenimiento se anexará en cada uno de los tipos de mantenimiento que se realizarán dentro de la E.S.E

11. PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO

	PLAN DE MANTENIMIENTO	Código: 1200-20-27
		Versión: 06
		Fecha de actualización: Enero de 2026
		Página 13 de 43

El Hospital Nuestra Señora de la Candelaria cuenta con un sistema de mantenimiento derivado en atender los servicios de mantenimiento con personal de planta y personal externo.

La distribución del servicio de mantenimiento de las instalaciones se da la siguiente manera:

12. CAPITULO I MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

La ESE cuenta con 5 personas al servicio del aseo de las instalaciones distribuidas según las dependencias existentes en el hospital.

El personal de servicios generales garantiza a la administración y la comunidad, la preservación de las instalaciones físicas en perfectas condiciones de aseo e higiene, con personal idóneo y efectividad en su trabajo.

La E.S.E cuenta con una persona para realizar el respectivo mantenimiento de las instalaciones de la ESE la cual se realiza de la siguiente manera: Se recibe la solicitud de servicio por parte de las dependencias en formato denominado, “Solicitud de ambiente físico” o “solicitud de necesidades”, correo interno o por medio del aplicativo desarrollado el cual llega al correo de la subdirección administrativa, en caso fortuito el funcionario que requiere de inmediato este servicio puede comunicarse directamente con el responsable de mantenimiento. En el sistema aparecerán en orden de solicitud los mantenimientos requeridos, en el cual la persona de mantenimiento deberá resolver dicha solicitud en el término de 3 días y hacerla firmar de quien solicito el servicio.

Igualmente, se presenta un plan de trabajo anual donde se determina los trabajos a realizar.

Para el mantenimiento de la red eléctrica y de oxígeno, la E.S.E realiza contratos con empresas o personas externas capacitadas en estos espacios.



PLAN DE MANTENIMIENTO

Código: 1200-20-27

Versión: 04

Fecha de actualización: Enero de 2024

Página 14 de 43

SEDE PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UBICACIÓN	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	FECHA	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
PLANTA FÍSICA - ÁREA ASISTENCIAL (PISO 1)						
1	CANOAS	urgencias	CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Enero-abril-julio-octubre	Limpieza y reparaciones menores
2	BAÑOS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Enero-abril-julio-octubre	Limpieza y reparaciones menores
3	TECHOS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Enero-abril-julio-octubre	Limpieza y reparaciones menores
4	PUERTAS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Enero-abril-julio-octubre	Limpieza y reparaciones menores
5	VENTANAS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Enero-abril-julio-octubre	Limpieza y reparaciones menores
6	PISOS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Enero-abril-julio-octubre	Limpieza y reparaciones menores
7	CANOAS	consulta	CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Febrero-mayo-agosto-noviembre	Limpieza y reparaciones menores
8	BAÑOS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Febrero-mayo-agosto-noviembre	Limpieza y reparaciones menores
9	TECHOS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Febrero-mayo-agosto-noviembre	Limpieza y reparaciones menores
10	PUERTAS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Febrero-mayo-agosto-noviembre	Limpieza y reparaciones menores
11	VENTANAS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Febrero-mayo-agosto-noviembre	Limpieza y reparaciones menores
12	PISOS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Febrero-mayo-agosto-noviembre	Limpieza y reparaciones menores
13	CANOAS	odonto	CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Marzo-junio-septiembre-diciembre	Limpieza y reparaciones menores
14	BAÑOS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Marzo-junio-septiembre-diciembre	Limpieza y reparaciones menores
15	TECHOS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Marzo-junio-septiembre-diciembre	Limpieza y reparaciones menores
16	PUERTAS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Marzo-junio-septiembre-diciembre	Limpieza y reparaciones menores
17	VENTANAS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Marzo-junio-septiembre-diciembre	Limpieza y reparaciones menores



PLAN DE MANTENIMIENTO

Código: 1200-20-27

Versión: 04

Fecha de actualización: Enero de 2024

Página 15 de 43

18	PISOS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Marzo-junio-septiembre-diciembre	Limpieza y reparaciones menores
19	PAREDES		CARLOS OCHOA	ANUAL	Julio - agosto	Pintura general
PLANTA FÍSICA - ÁREA ADMINISTRATIVA (PISO 2)						
1	CANOAS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Enero-abril-julio-octubre	Limpieza y reparaciones menores
2	BAÑOS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Enero-abril-julio-octubre	Limpieza y reparaciones menores
3	TECHOS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Enero-abril-julio-octubre	Limpieza y reparaciones menores
4	PUERTAS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Enero-abril-julio-octubre	Limpieza y reparaciones menores
5	VENTANAS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Enero-abril-julio-octubre	Limpieza y reparaciones menores
6	PISOS		CARLOS OCHOA	TRIMESTRAL	Enero-abril-julio-octubre	Limpieza y reparaciones menores
7	PAREDES		CARLOS OCHOA	ANUAL	Junio	Pintura general
SISTEMA DE REDES						
1	ELECTRICAS	Piso 1 y 2	CARLOS OCHOA	CUATRIMESTRAL	Febrero-mayo-agosto-noviembre	Mantenimiento general
2	HIDRÁULICAS	Piso 1 y 2	CARLOS OCHOA	CUATRIMESTRAL	Marzo-junio-septiembre-diciembre	Mantenimiento general
3	GAS	Piso 1	CARLOS OCHOA	CUATRIMESTRAL	Enero-abril-julio-octubre	Mantenimiento general
4	RED DE DATOS	Piso 1 y 2	CONTRATISTA	CUATRIMESTRAL	Febrero, junio y octubre	Revisión y cambio de cableados
5	RED DE OXIGENO	Piso 1	CONTRATISTA	ANUAL	Marzo	Mantenimiento general
ÁREAS ADYACENTES						
	Zonas verdes	Parqueadero	JORGE CARRASQUILLA	TRIMESTRAL	Enero-abril-julio-octubre	Poda, limpieza y abonada
		Interior	JORGE CARRASQUILLA	TRIMESTRAL	Febrero-mayo-agosto-noviembre	
		Fachada Ppal	JORGE CARRASQUILLA	TRIMESTRAL	Marzo-junio-septiembre-diciembre	

	PLAN DE MANTENIMIENTO	Código: 1200-20-27
		Versión: 06
		Fecha de actualización: Enero de 2026
		Página 16 de 43

12.1 OTROS MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

12.1.1 CUARTO DE GASES

El mantenimiento del cuarto de gases medicinales está bajo la supervisión del personal de mantenimiento de la E.S.E, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y asegurar que no existan fugas en las redes y tomas que repercutan en gastos para la institución.

El mantenimiento de la red de oxígeno medicinal se realiza a través de una empresa especializada y exclusiva para ejecutar dichas actividades.

12.1.2 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

El objetivo de la revisión del sistema de acueducto para mantener el flujo permanente de agua para todas las instalaciones de la ESE. Se debe hacer inspecciones visuales de grifos, canillas y tapones de las mismas, si se identifican daños o desgaste se deben cambiar de inmediato.

El objetivo de la revisión del sistema de alcantarillado es mantener el flujo permanente de residuos hacia el exterior de la ESE.

Idealmente las inspecciones del alcantarillado deben realizarse en condiciones de bajo caudal

Las inspecciones visuales son vitales para tener un conocimiento completo de la condición de los alcantarillados. Las inspecciones visuales de cajas y de tuberías incluyen las de superficie y las internas. Los operadores deben prestar atención a zonas colapsadas en el suelo sobre las tuberías y terrenos con acumulación de agua.

12.1.3 AREAS ADYACENTES ZONAS VERDES

Mantener las zonas verdes podadas a niveles que no permitan la proliferación de animales, el mantenimiento debe hacerse periódicamente de acuerdo a las situaciones climáticas.

Los jardines de la E.S.E deben ser abonados, podados y agradables a la vista, el mantenimiento también debe hacerse periódicamente de acuerdo a las situaciones climáticas.

	PLAN DE MANTENIMIENTO	Código: 1200-20-27
		Versión: 06
		Fecha de actualización: Enero de 2026
		Página 17 de 43

Programar cinco ciclos de control de plagas y roedores, los cuales se realizarán en el mes de Febrero, Abril, Julio, Septiembre y Diciembre.

13. CAPITULO II MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN

MANTENIMIENTOS CONTRATADOS

Se tienen contratos con terceros para la realización de los siguientes mantenimientos correctivos y preventivos:

- Equipos Industriales
- Equipos Biomédicos
- Metrología
- Sistema Eléctrico y planta eléctrica.
- Central Telefónica.
- CCTV
- Equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario (Ambulancia – Camioneta).

13.1 EQUIPOS INDUSTRIALES

ITEM	DESCRIPCION	UBICACIÓN	PLACA	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	FECHA	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
1	PLANTA ELÉCTRICA	Pasillo auditorio		Contratista	Dos veces al año	Abril y agosto	Limpieza, calibración de elementos y prueba funcionamiento general
2	AUTOCLAVE (AUTOMAT, 3000 3000-0230)	ESTERILIZACIÓN	2604	AM7 INGENIERIA S.A.S.	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	<ul style="list-style-type: none"> 1. Verificación del funcionamiento general del equipo. 2. Se examina interruptor de encendido y apagado del equipo. 3. Revisión general de la línea de vapor (fugas y estado de aislamiento). 4. Se chequea sistema eléctrico y cable de potencia. 5. Inspección de sensor de temperatura. 6. Se examina sistema eléctrico, cables de potencia y resistencia eléctrica. 7. Inspección de termostato y manómetro indicador de temperatura. 8. Verificación de electroválvulas de cámara de esterilización, chaqueta de secado y calderín. 9. Se chequea válvulas manuales de: <ul style="list-style-type: none"> 1. Comprueba que el equipo si cumple con su funcionamiento general. 2. Se comprueba que el congelador opere correctamente sin ruidos anormales o signos visibles de deterioro. 3. chequeo de condensadores para asegurar una correcta disipación del calor. 4. Revisión de
3	AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMATIZADA, EASTERN, EA-620,191	ESTERILIZACIÓN	2602	AM7 INGENIERIA S.A.S.	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	<ul style="list-style-type: none"> 1. Verificación del funcionamiento general del equipo. 2. Se examina interruptor de encendido y apagado del equipo. 3. Revisión general de la línea de vapor (fugas y estado de aislamiento). 4. Se chequea sistema eléctrico y cable de potencia. 5. Inspección de sensor de temperatura. 6. Se examina sistema eléctrico, cables de potencia y resistencia eléctrica. 7. Inspección de termostato y manómetro indicador de temperatura. 8. Verificación de electroválvulas de cámara de esterilización, chaqueta de secado y calderín. 9. Se chequea válvulas manuales de: <ul style="list-style-type: none"> 1. Comprueba que el equipo si cumple con su funcionamiento general. 2. Se comprueba que el congelador opere correctamente sin ruidos anormales o signos visibles de deterioro. 3. chequeo de condensadores para asegurar una correcta disipación del calor. 4. Revisión de
4	CONGELADOR	VACUNACION	NO REGISTRA	AM7 INGENIERIA S.A.S.	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	<ul style="list-style-type: none"> 1. Verificación del funcionamiento general del equipo. 2. Se examina interruptor de encendido y apagado del equipo. 3. Revisión general de la línea de vapor (fugas y estado de aislamiento). 4. Se chequea sistema eléctrico y cable de potencia. 5. Inspección de sensor de temperatura. 6. Se examina sistema eléctrico, cables de potencia y resistencia eléctrica. 7. Inspección de termostato y manómetro indicador de temperatura. 8. Verificación de electroválvulas de cámara de esterilización, chaqueta de secado y calderín. 9. Se chequea válvulas manuales de: <ul style="list-style-type: none"> 1. Comprueba que el equipo si cumple con su funcionamiento general. 2. Se comprueba que el congelador opere correctamente sin ruidos anormales o signos visibles de deterioro. 3. chequeo de condensadores para asegurar una correcta disipación del calor. 4. Revisión de
5	EQUIPO DE PERIFONEO	Secretaría piso 2		Contratista	Dos veces al año	Mayo y septiembre	Mantenimiento general
6	EXINTOR MULTIPROPOSITO Co2	Diferentes zonas		Contratista	Anual	Junio	Revisión manómetro y cambio collarín
7	EXINTOR MULTIPROPOSITO DE POLVO QUIMICO SECO	Diferentes zonas		Contratista	Anual	Junio	Revisión manómetro y cambio collarín
8	LAVADORA AUTOMÁTICA	Lavandería		Contratista	Dos veces al año	Marzo y septiembre	Mantenimiento general
9	MONITOREO CÁMARAS DE SEGURIDAD	Gerencia		Contratista	Cuatrimestral	Abril, agosto y diciembre	Limpieza, calibración de elementos y prueba funcionamiento general
10	NEVERA	Urgencias, laboratorio y		Contratista	Semestral	Marzo y septiembre	Mantenimiento general



PLAN DE
MANTENIMIENTO

Código: 1200-20-27

Versión: 06

Fecha de actualización: Enero
de 2026

Página 18 de 43

ITEM	DESCRIPCION	UBICACIÓN	PLACA	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	FECHA	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
11	NEVERA HORIZONTAL	VACUNACION	NO REGISTRA	AM7 INGENIERIA S.A.S.	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	<p>❖Se comprueba que el equipo si cumpla con su funcionamiento general. ❖comprobar que la nevera opere correctamente sin ruidos anómalos, ni signos visibles de deterioro.</p> <p>❖Verificar que la nevera se encuentre aislada de la pared por lo menos 20 cm de distancia.</p> <p>❖Verificar la estructura de la base metálica asegurando que la nevera no tenga contacto con el piso. ❖Se revisa que las rejillas estén bien ubicadas y las vacunas no toquen las paredes internas de la nevera.</p> <p>❖Chequeo y limpieza de condensador para asegurar una correcta disipación del calor. ❖Revisión de estado de motor-compresor incluyen ruido vibraciones y temperatura de operación. ❖Inspección de estado y funcionamiento de ventiladores. ❖Se comprueba la presión del gas refrigerante según el tipo y modelo del refrigerador. ❖Se chequean posibles fugas de gas refrigerante, si el caso se hará la debida corrección y reposición del gas faltante. ❖Revisar variaciones de voltaje mediante multímetro. ❖Inspección de conexiones eléctricas y cable AC. ❖Verificación del funcionamiento sensores de temperatura.</p> <p>❖Chequeo de tarjeta y elementos electrónicos.</p> <p>❖Revisión de rango de temperatura entre 2°C y 8°C, este no debe estar ni por encima ni por debajo de dicha temperatura. ❖Se comprueba el serpentín, unidad de refrigeración y termostato electrónico de control de temperatura.</p> <p>❖Inspección de vías de enfriamiento asegurando la circulación de aire frío y estén libres de</p>
12	NEVERA VERTICAL	URGENCIAS	3009	AM7 INGENIERIA S.A.S.	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	<p>❖Se comprueba que el equipo si cumpla con su funcionamiento general. ❖comprobar que la nevera opere correctamente sin ruidos anómalos, ni signos visibles de deterioro.</p> <p>❖Verificar que la nevera se encuentre aislada de la pared por lo menos 20 cm de distancia.</p> <p>❖Verificar la estructura de la base metálica asegurando que la nevera no tenga contacto con el piso. ❖Se revisa que las rejillas estén bien ubicadas y las vacunas no toquen las paredes internas de la nevera.</p> <p>❖Chequeo y limpieza de condensador para asegurar una correcta disipación del calor. ❖Revisión de estado de motor-compresor incluyen ruido vibraciones y temperatura de operación. ❖Inspección de estado y funcionamiento de ventiladores. ❖Se comprueba la presión del gas refrigerante según el tipo y modelo del refrigerador. ❖Se chequean posibles fugas de gas refrigerante, si el caso se hará la debida corrección y reposición del gas faltante. ❖Revisar variaciones de voltaje mediante multímetro. ❖Inspección de</p>



PLAN DE
MANTENIMIENTO

Código: 1200-20-27

Versión: 06

Fecha de actualización: Enero
de 2026

Página 19 de 43

ITEM	DESCRIPCION	UBICACIÓN	PLACA	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	FECHA	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
13	NEVERA VERTICAL MINI	FARMACIA	1551	AM7 INGENIERIA S.A.S.	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	<p>Se comprueba que el equipo si cumpla con su funcionamiento general. Comprobar que la nevera opere correctamente sin ruidos anómalos, ni signos visibles de deterioro.</p> <p>Verificar que la nevera se encuentre aislada de la pared por lo menos 20 cm de distancia.</p> <p>Verificar la estructura de la base metálica asegurando que la nevera no tenga contacto con el piso. Se revisa que las rejillas estén bien ubicadas y las vacunas no toquen las paredes internas de la nevera.</p> <p>Chequeo y limpieza de condensador para asegurar una correcta disipación del calor. Revisión de estado de motor-compresor incluyen ruido vibraciones y temperatura de operación. Inspección de estado y funcionamiento de ventiladores. Se comprueba la presión del gas refrigerante según el tipo y modelo del refrigerador. Se chequean posibles fugas de gas refrigerante, si el caso se hará la debida corrección y reposición del gas faltante. Revisar variaciones de voltaje mediante multímetro. Inspección de conexiones eléctricas y cable AC. Verificación del funcionamiento sensores de temperatura.</p> <p>Chequeo de tarjeta y elementos electrónicos.</p> <p>Revisión de rango de temperatura entre 2°C y 8°C, este no debe estar ni por encima ni por debajo de dicha temperatura. Se comprueba el serpentín, unidad de refrigeración y termostato electrónico de control de temperatura.</p> <p>Inspección de vías de enfriamiento asegurando la circulación de aire frío y estén libres de</p>
14	NEVERA VERTICAL MINI	VACUNACION	1	AM7 INGENIERIA S.A.S.	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	<p>Se comprueba que el equipo si cumpla con su funcionamiento general. Comprobar que la nevera opere correctamente sin ruidos anómalos, ni signos visibles de deterioro.</p> <p>Verificar que la nevera se encuentre aislada de la pared por lo menos 20 cm de distancia.</p> <p>Verificar la estructura de la base metálica asegurando que la nevera no tenga contacto con el piso. Se revisa que las rejillas estén bien ubicadas y las vacunas no toquen las paredes internas de la nevera.</p> <p>Chequeo y limpieza de condensador para asegurar una correcta disipación del calor. Revisión de estado de motor-compresor incluyen ruido vibraciones y temperatura de operación. Inspección de estado y funcionamiento de ventiladores. Se comprueba la presión del gas refrigerante según el tipo y modelo del refrigerador. Se chequean posibles fugas de gas refrigerante, si el caso se hará la debida corrección y reposición del gas faltante. Revisar variaciones de voltaje mediante multímetro. Inspección de</p>



PLAN DE
MANTENIMIENTO

Código: 1200-20-27

Versión: 06

Fecha de actualización: Enero
de 2026

Página 20 de 43

ITEM	DESCRIPCION	UBICACIÓN	PLACA	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	FECHA	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
17	REFRIGERADOR HACEB	LABORATORIO	785	AM7INGENIERIA S.A.S.	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	<p>Se comprueba que el equipo cumpla con su funcionamiento general. Comprobar que la nevera opere correctamente sin ruidar anómalo, ni rizar viriblor de deteriora.</p> <p>Verificar que la nevera se encuentre aislada de la pared por la menor 20 cm de distancia.</p> <p>Verificar la estructura de la base metálica asegurando que la nevera no tenga contacto con el piso. Se revisa que las rejillas estén bien ubicadas y las vacunas no toquen la pared interior de la nevera. Chequea y limpieza de condensador para asegurar una correcta disipación del calor. Revisión de estado de motor-compresor incluyen ruido vibraciones y temperatura de operación. Inspección de estado y funcionamiento de ventilador. Se comprueba la presión del gas refrigerante según el tipo y modelo del refrigerador. Se chequea un pariblel fuqar de gas refrigerante, si el carazo hará la debida corrección y reparación del gas faltante. Revisar variaciones de voltaje mediante multímetro. Inspección de conexiones eléctricas y cable AC. Verificación del funcionamiento sensor de temperatura. Chequea de tarjeta y elementos electrónicos. Revisión de rango de temperatura entre 2°C y 8°C, esto no debe estar ni por encima ni por debajo de dicha temperatura. Se comprueba el serpentín, unidad de refrigeración y termatata electrónica de control de temperatura.</p>
18	REFRIGERADOR VESTFROST 400L SN457SD	VACUNACION	452	AM7INGENIERIA S.A.S.	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	<p>Se comprueba que el equipo cumpla con su funcionamiento general. Comprobar que la nevera opere correctamente sin ruidar anómalo, ni rizar viriblor de deteriora.</p> <p>Verificar que la nevera se encuentre aislada de la pared por la menor 20 cm de distancia.</p> <p>Verificar la estructura de la base metálica asegurando que la nevera no tenga contacto con el piso. Se revisa que las rejillas estén bien ubicadas y las vacunas no toquen la pared interior de la nevera. Chequea y limpieza de condensador para asegurar una correcta disipación del calor. Revisión de estado de motor-compresor incluyen ruido vibraciones y temperatura de operación. Inspección de estado y funcionamiento de ventilador. Se comprueba la presión del gas refrigerante según el tipo y modelo del refrigerador. Se chequea un pariblel fuqar de gas refrigerante, si el carazo hará la debida corrección y reparación del gas faltante. Revisar variaciones de voltaje mediante multímetro. Inspección de conexiones eléctricas y cable AC. Verificación del funcionamiento sensor de temperatura. Chequea de tarjeta y elementos electrónicos. Revisión de rango de temperatura entre 2°C y 8°C, esto no debe estar ni por encima ni por debajo de dicha temperatura. Se comprueba el serpentín, unidad de refrigeración y termatata electrónica de control de temperatura.</p>
19	U.P.S.	Parilla auditoria		Contratista	Dar vez al año	Marzo y septiembre	Mantenimiento general

13.2 EQUIPOS BIOMEDICOS:

El mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a los equipos biomédicos se contrata con personal idóneo y capacitado, estos deben cumplir con los requisitos exigidos para la correspondiente contratación.

	PLAN DE MANTENIMIENTO	Código: 1200-20-27
		Versión: 06
		Fecha de actualización: Enero de 2026
		Página 21 de 43

El mantenimiento se realiza dos veces al año en los meses de **mayo y diciembre**; durante estos meses la totalidad de los equipos deben ser revisados y valorados por la empresa encargada de tal labor.

En cuanto a la calibración de los equipos esta debe ser cada año o de acuerdo al requerimiento particular si es necesario.

Todos los equipos poseen la hoja de vida del equipo y el control de mantenimientos que se han realizado con las respectivas observaciones y novedades que este haya presentado.

Es de anotar, que todo mantenimiento de equipos biomédicos y odontológicos, debe soportarse mediante un informe de las actividades realizadas a cada equipo (hoja de vida). Responsable: Líderes y empresa contratada.

Para el mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos es muy importante realizar las siguientes verificaciones:

- √ Verificación del funcionamiento general del equipo.
- √ Revisión de manómetro indicador de presión (escala y aguja).
- √ Inspección de conexiones eléctricas internas y externas del motor.
- √ Verificación de válvula regulación de presión.
- √ Chequeo de motor y sus partes (eje, colector, estator, devanado).
- √ Se examinan frascos de residuos y mangueras.
- √ Se hace inspección de interruptor de encendido y apagado.
- √ Se chequea sistema mecánico (engranajes, rodamientos).
- √ Revisión de modos de trabajo del equipo.
- √ Se realiza limpieza general y lubricación de partes mecánicas.
- √ Verifique el funcionamiento del equipo con el operador.

Se anexa cuadro de programación de mantenimiento.



PLAN DE MANTENIMIENTO

Código: 1200-20-27

Versión: 06

Fecha de actualización: Enero de 2026

Página 22 de 43

13.3 CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO

ITEM	DESCRIPCION	UBICACION	Nº DE INVENTARIO	FABRICANTE	MARCA	MODELO/REFERENCIA	SERIE	CLASIFICACION DE RIESGO	REGISTRO INVIMA	INDICADOR DE COMPRAS (ID/MA)	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
DOTACION BIOMEDICA														
1	ASPIRADOR DE SECRECIONES	Almacén	No Registra	ASST INGENIERIA	FOLEE	H003-C	1.8095E+11	IA	2017DM-0017437		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
2	BALANZA PEDIÁTRICA MECÁNICA	Almacén	48	PANAVIEW METAL PRODUCTS LTD	HEALTH O METER	1524 KL	No Registra	I	2013DM-0010091		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
3	BÁSCULA DE PISO ANALOGA	Almacén	1510	NO REGISTRA	RANGER	130 KG	No Registra	I	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
4	BÁSCULA DE PISO DIGITAL	Almacén	No Registra	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	GMD	GMD-BD-1522-13(KORPUS 200)	1000773422 1000921	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
5	BÁSCULA DE PISO DIGITAL	Almacén	No Registra	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	GMD	GMD-BD-1522-13(KORPUS 200)	100231122C 00914	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
6	BÁSCULA DE PISO DIGITAL	Almacén	No Registra	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	GMD	GMD-BD-1522-13(KORPUS 300)	100231122C 00916	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
7	CENTRIFUGA DIGITAL 24 TUBOS	Almacén	3078	INDUSTRIA PARA LABORATORIOS S.A.S.	INDULAB	004-S	15941	I	20014DM-0012039		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
8	ASPIRADOR DE SECRECIONES	Ambulancia GVV535	No Registra	CA MI SRL CON DOMICILIO EN ITALIA	CA-MI	NEW ASPIRET	156657	IA	2014DM-0011987		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
9	BOMBA DE INFUSION	Ambulancia GVV535	No Registra	EMMIND	EMMIND	EN-V5	5.1211E+10	IB	2019EBC-0020341		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
10	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	Ambulancia GVV535	No Registra	CU MEDICAL SYSTEMS INC	CU MEDICAL	IPAD NF1201	PIR2003158	IB	2010EBC-0005496		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
11	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	Ambulancia GVV535	No Registra	Schiller Ag	SCHILLER	FRED EASY	5.8904E+10	IB	2009EBC-0003128		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
12	DOPPLER FETAL ULTRASONICO DE BATERIA DESCARTABLE	Ambulancia GVV535	2620	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	SONOTRAX BASIC A	560042-M1710390 035	IA	2007DM-0001107-R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
13	DOPPLER FETAL ULTRASONICO DE BATERIA RECARGABLE	Ambulancia GVV535	No Registra	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M02101230 139	IA	2007DM-0001107-R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
14	FLUJÓMETRO DE OXIGENO	Ambulancia GVV535	525	ACARE TECHNOLOGY CO.	ACARE	FA-AB-03	1361271	IA	2015DM-0012723		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
15	MANÓMETRO INDICADOR DE PRESION DE CILINDRO DE OXIGENO	Ambulancia GVV535	527	ACARE TECHNOLOGY CO.	ACARE	NO REGISTRA	1613990	IA	2015DM-0012723		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
16	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Ambulancia GVV535	No Registra	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	X8	261586-M04402270 139	IB	2019DM-0002816-R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
17	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Ambulancia GVV535	No Registra	SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO. LTD	CREATIVE MEDICAL	PC-5000	J060090001 9	IA	2014EBC-00012148		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
18	PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL DE BATERIA	Ambulancia GVV535	No Registra	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	H1008	360101-803100178	IB	2020EBC-0005674-R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
19	REGULADOR DE OXIGENO DE YUGO	Ambulancia GVV535	No Registra	DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO. LTD CON DOMICILIO EN CHINA	MCARE	MDC970-L6	210702188	IA	2016DM-00015134		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
20	TENSÍOMETRO ANEROIDE	Ambulancia GVV535	No Registra	HONSUN (NANTONG) CO.	ALP-X2	500-V	900266	I	2018DM-0018548		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
21	TENSÍOMETRO ANEROIDE	Ambulancia GVV535	No Registra	HONSUN (NANTONG) CO.	ALP-X2	500-V	903092	I	2018DM-0018548		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
22	TERMÓMETRO INFRARROJO	Ambulancia GVV535	No Registra	NON CONTACT	NON CONTACT	F-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
23	TERMÓMETRO INFRARROJO	Consulta externa	No Registra	NON CONTACT	NON CONTACT	F-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
24	BALANZA PEDIÁTRICA DIGITAL	Consultorio Médico No 1	No Registra	PANAVIEW METAL PRODUCTS LTD	HEALTH O METER	522 KG	522000758	I	2013DM-0010091		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
25	BÁSCULA CON TALLÍMETRO MECÁNICA	Consultorio Médico No 1	No Registra	DETECTO	DETECTO	2392	E03015-0020	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
26	PULSIOXÍMETRO DE DEDO	Consultorio Médico No 1	No Registra	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	GMD	GMDPX-500D	230605268	IB	2018EBC-0018574		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
27	TENSÍOMETRO ANEROIDE DE PARED	Consultorio Médico No 1	No Registra	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	7670-01	1.8041E+11	IA	2012DM-0009188		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
28	TERMÓMETRO INFRARROJO	Consultorio Médico No 1	No Registra	NON CONTACT	NON CONTACT	F-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
29	BÁSCULA DE PISO DIGITAL	Consultorio Médico No 10	No Registra	DETECTO	DETECTO	SLIM PRO	SV00000220 101375	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
30	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Consultorio Médico No 10	2772	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	IM-8	360001-M00108030 039	IB	2019DM-0002816-R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
31	PULSIOXÍMETRO DE DEDO	Consultorio Médico No 10	No Registra	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	GMD	GMDPX-500D	230605291	IB	2018EBC-0018574		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
32	TENSÍOMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO	Consultorio Médico No 10	No Registra	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	D544-09	2.0021E+11	I	2008DM-0001635		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
33	TERMÓMETRO INFRARROJO	Consultorio Médico No 10	No Registra	NON CONTACT	NON CONTACT	F-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
34	BÁSCULA CON TALLÍMETRO MECÁNICA	Consultorio Médico No 2	158	DETECTO	DETECTO	2392	E03015-0028	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
35	DOPPLER FETAL ULTRASONICO DE BATERIA DESCARTABLE	Consultorio Médico No 2	No Registra	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	SONOTRAX BASIC A	560042-M1710390 022	IA	2007DM-0001107-R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
36	PULSIOXÍMETRO DE DEDO	Consultorio Médico No 2	No Registra	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	GMD	GMDPX-500D	230604626	IB	2018EBC-0018574		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
37	TENSÍOMETRO ANEROIDE DE PARED	Consultorio Médico No 2	144	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	7670-01	1.8041E+11	IA	2012DM-0009188		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
38	TERMÓMETRO INFRARROJO	Consultorio Médico No 2	No Registra	NON CONTACT	NON CONTACT	F-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
39	BALANZA PEDIÁTRICA MECÁNICA	Consultorio Médico No 3	50	DETECTO	DETECTO	BABY SCALE	No Registra	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
40	BÁSCULA CON TALLÍMETRO MECÁNICA	Consultorio Médico No 3	73	PANAVIEW METAL PRODUCTS LTD	HEALTH O METER	400KL	4.022E+10	I	2013DM-0010091		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA



PLAN DE MANTENIMIENTO

Código: 1200-20-27

Versión: 06

Fecha de actualización: Enero de 2026

Página 23 de 43

41	PULSIOXÍMETRO DE DEDO	Consultorio Médico No 3	No Registra	LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	GMD	GMDPX-500D	230905300	IB	2018EBC-0018574	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
42	TENSIOMETRO ANEROIDE DE PARED	Consultorio Médico No 3	No Registra	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	TYCOS	1.500E+10	I	2018DM-0018127	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
43	BALANZA PEDIÁTRICA MECÁNICA	Consultorio Médico No 4	114	DETECTO	DETECTO	BABY SCALE	No Registra	NO REQUIERE	NO REQUIERE	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
44	BÁSCULA CON TALLMETRO MECÁNICA	Consultorio Médico No 4	95	DETECTO	DETECTO	2392	E3281-0081	NO REQUIERE	NO REQUIERE	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
45	PULSIOXÍMETRO DE DEDO	Consultorio Médico No 4	No Registra	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	GMD	GMDPX-500D	230905282	IB	2018EBC-0018574	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
46	TENSIOMETRO ANEROIDE	Consultorio Médico No 4	No Registra	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	DS44	1.0083E+11	I	2003DM-0001935	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
47	TENSIOMETRO ANEROIDE DE PARED	Consultorio Médico No 4	79	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	TYCOS	9610225170	I	2018DM-0018127	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
48	TERMÓMETRO INFRARROJO	Consultorio Médico No 4	No Registra	NON CONTACT	NON CONTACT	F-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
49	BALANZA PEDIÁTRICA DIGITAL	Consultorio Médico No 5	No Registra	BADECOL	BADECOL	ACS-20BYE	No Registra	NO REQUIERE	NO REQUIERE	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
50	BÁSCULA DE PISO ANALOGA	Consultorio Médico No 5	No Registra	PANAVIEW METAL PRODUCTS LTD	HEALTH O METER	160 KG	1610053013	I	2013DM-0010091	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
51	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Consultorio Médico No 5	No Registra	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	IM-70	360080-M2102114 0005	IB	2019DM-0002816-R1	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
52	TENSIOMETRO ANEROIDE DE PARED	Consultorio Médico No 5	No Registra	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	7670-01	2.307E+11	IA	2012DM-0009186	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
53	TERMÓMETRO INFRARROJO	Consultorio Médico No 5	No Registra	NON CONTACT	NON CONTACT	F-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
54	BALANZA PEDIÁTRICA ANALOGA	Consultorio Médico No 6	162	PANAVIEW METAL PRODUCTS LTD	HEALTH O METER	386KGS-01	198241	I	2013DM-0010091	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
55	BÁSCULA CON TALLMETRO MECÁNICA	Consultorio Médico No 6	23	DETECTO	DETECTO	2392	E02915-1412	NO REQUIERE	NO REQUIERE	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
56	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Consultorio Médico No 6	133	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	IM-8	360001-M2010030 072	IB	2019DM-0002816-R1	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
57	TENSIOMETRO ANEROIDE DE PARED	Consultorio Médico No 6	118	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	7670-01	1.8041E+11	IA	2012DM-0009186	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
58	TERMÓMETRO INFRARROJO	Consultorio Médico No 6	No Registra	NON CONTACT	NON CONTACT	F-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
59	BÁSCULA CON TALLMETRO MECÁNICA	Consultorio Médico No 7	220	DETECTO	DETECTO	2392	E02915-0095	NO REQUIERE	NO REQUIERE	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
60	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Consultorio Médico No 7	2504	SHENZHEN CREATIVE	HEAL FORCE	CLASICC-90	J0100R02 410	IB	2013EBC-0009625	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
61	TENSIOMETRO ANEROIDE DE PARED	Consultorio Médico No 7	227	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	7670-01	1.9021E+11	I	2018DM-0018127	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
62	BÁSCULA CON TALLMETRO MECÁNICA	Consultorio Médico No 8	163	DETECTO	DETECTO	2392	E02315-0120	NO REQUIERE	NO REQUIERE	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
63	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Consultorio Médico No 8	515	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.,LTD.	MINDRAY	IMEC 8	EW-87027980	IB	2009EBC-0003498	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
64	TENSIOMETRO ANEROIDE DE PARED	Consultorio Médico No 8	171	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	TYCOS	8.0004E+10	I	2018DM-0018127	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
65	AUTOCLAVE DE MESA	Estilización	915	AUTOMAT	DENTOMAT	8000	NO REGISTRA	IA	2018DM-0018563	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
66	AUTOCLAVE HORIZONTAL	Estilización	191	EASTERN	EASTERN	EA-820	No Registra	IA	NO REGISTRA	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
67	TERMÓHIGRÓMETRO DIGITAL	Estilización	2610	NO REGISTRA	GENÉRICO	NO REGISTRA	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
68	TERMÓHIGRÓMETRO DIGITAL	Estilización	No Registra	NO REGISTRA	TEMPERAT URE	HTC-2	2000507240	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
69	TERMÓHIGRÓMETRO DIGITAL	Farmacia	No Registra	KTJ	KTJ	TA-318	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
70	TERMÓHIGRÓMETRO DIGITAL	Farmacia	1567	NO REGISTRA	TEMPERAT URE	HTC-2	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
71	TERMÓHIGRÓMETRO DIGITAL	Farmacia	1569	NO REGISTRA	TEMPERAT URE	HTC-2	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
72	TERMÓHIGRÓMETRO DIGITAL	Farmacia	1563	NO REGISTRA	TEMPERAT URE	HTC-2	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
73	TERMÓMETRO DIGITAL	Farmacia	No Registra	NO REGISTRA	GENÉRICO	NO REGISTRA	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
74	TERMÓMETRO DIGITAL	Farmacia	1571	NO REGISTRA	HEALTHEN	TA-258	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
75	BÁSCULA CON TALLMETRO MECÁNICA	Fisioterapia	1420	PANAVIEW METAL PRODUCTS LTD	HEALTH O METER	400KL	4020001674	I	2013DM-0010091	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
76	BALANZA PEDIÁTRICA MECÁNICA	Gestión documental	2629	DETECTO	DETECTO	BABY SCALE	No Registra	NO REQUIERE	NO REQUIERE	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
77	TERMÓHIGRÓMETRO DIGITAL	Gestión documental	273	NO REGISTRA	TEMPERAT URE	HTC-2	141010087	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
78	TERMÓHIGRÓMETRO DIGITAL	Gestión documental	294	NO REGISTRA	KTJ	TA-318	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
79	ASPIRADOR DE SECRECIONES	Hospitalización	1780	GARDEN DENVER	THOMAS	11300L	7.04E+10	IA	2015DM-0012619	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
80	BÁSCULA CON TALLMETRO MECÁNICA	Hospitalización	135	DETECTO	DETECTO	2392	E02915-0133	NO REQUIERE	NO REQUIERE	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
81	BÁSCULA CON TALLMETRO MECÁNICA	Hospitalización	No Registra	DETECTO	DETECTO	339	E02915-0133	NO REQUIERE	NO REQUIERE	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
82	BÁSCULA DE PISO DIGITAL	Hospitalización	No Registra	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	GMD	GMD-BD-1522-13(KORPUS 200)	102021122C 00511	NO REQUIERE	NO REQUIERE	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
83	BOMBA DE INFUSION	Hospitalización	2600	MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	MEDCAPTAIN	MP-60	6.018E+10	IB	2015EBC-0013283	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
84	FLUJÓMETRO DE AIRE	Hospitalización	No Registra	TIMETER	TIMETER	63110	KT91JY6	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
85	FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	Hospitalización	2018	AMICO PATIENT CARE CORPORATION CON DOMICILIO EN CANADÁ	AMICO	FM015U	FM015U-A15595CA	IA	2017DM-0016278	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
86	FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	Hospitalización	No Registra	AMICO PATIENT CARE CORPORATION CON DOMICILIO EN CANADÁ	AMICO	FM015U	FM015U-A15779CA	IA	2017DM-0016278	ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO



PLAN DE MANTENIMIENTO

Código: 1200-20-27

Versión: 06

Fecha de actualización: Enero de 2026

Página 24 de 43

87	FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	Hospitalización	No Registra	CARE CORPORATION CON DOMICILIO EN CANADA	AMICO	FMO15U	FMO15U-A15725CA	IA	2017DM-0016278		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
88	FLUJÓMETRO DE OXÍGENO DOBLE	Hospitalización	750	AMICO PATIENT CARE CORPORATION CON DOMICILIO EN CANADA	AMICO	DOBLE	FMO15U-A15708CA-FNO15U-A15631CA	IA	2017DM-0016278		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
89	FLUJÓMETRO DE OXÍGENO DOBLE	Hospitalización	2611	AMICO PATIENT CARE CORPORATION CON DOMICILIO EN CANADA	AMICO	DOBLE	FMO15U-A15602CA	IA	2017DM-0016278		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
90	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Hospitalización	No Registra	SHENCHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD.	MINDRAY	EPM10	AGT-04008995	IB	2010EBC-0003459-R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
91	PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL DE BATERÍA	Hospitalización	1757	EDAN INSTRUMENTS INC.	EDAN	H100B	316036-M14407020-096	IB	2202EBC-0005674-R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
92	PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL DE BATERÍA	Hospitalización	No Registra	EDAN INSTRUMENTS INC.	EDAN	H100B	360101-M21003100-178	IB	2202EBC-0005674-R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
93	TENSÍOMETRO ANEROIDE	Hospitalización	No registra	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	1.1023E+11	I	2008DM-0001935		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
94	TERMÓHIGRÓMETRO DIGITAL	Hospitalización	28	NO REGISTRA	GENÉRICO	NO REGISTRA	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
95	TERMÓHIGRÓMETRO DIGITAL	Hospitalización	2507	NO REGISTRA	GENÉRICO	NO REGISTRA	2005067205	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
96	TERMÓMETRO INFRARROJO	Hospitalización	No Registra	NON CONTACT	NON CONTACT	F-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
97	AGITADOR DE HEMATOLOGICO BASCULANTE ANALOGO	Laboratorio Clínico	3001	INDUSTRIA PARA LABORATORIOS S.A.S.	INDULAB	2005	8682	IA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
98	AGITADOR DE MAZZINI ANALOGO	Laboratorio Clínico	No Registra	GEMMY	SCIENTIFIC	KJ201BD	141122	I	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
99	BAÑO SEROLOGICO DIGITAL	Laboratorio Clínico	3067	INDUSTRIA PARA LABORATORIOS S.A.S.	INDULAB	T-1	14443	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
100	CENTRÍFUGA DIGITAL 24 TUBOS	Laboratorio Clínico	3014	GEMMY	SCIENTIFIC	TDL4-A	15081215	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
101	CENTRÍFUGA DIGITAL 24 TUBOS	Laboratorio Clínico	No Registra	INDUSTRIA PARA LABORATORIOS S.A.S.	INDULAB	004-S	16640	I	20014DM-0012036		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
102	CENTRÍFUGA ANALOGA 12 TUBOS	Laboratorio Clínico	No Registra	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	DYNAC	101	222032	I	2013DM-0010648		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
103	CENTRÍFUGA ANALOGA 12 TUBOS	Laboratorio Clínico	3013	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	DYNAC	101	No Registra	I	2013DM-0010648		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
104	CANTADOR DE CÉLULAS	Laboratorio Clínico	3007	INDUSTRIA PARA LABORATORIOS S.A.S.	INDULAB	CG-97	11847	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
105	HORNO DE SECADO	Laboratorio Clínico	3012	ONE LAB	MERMIMERT	UM 400	No Registra	IA	2018DM-0017600		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
106	HORNO TERMOCULTIVO	Laboratorio Clínico	3064	INDUSTRIA PARA LABORATORIOS S.A.S.	INDULAB	2030	6.203	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
107	PIFETA AUTOMÁTICA VOLUMEN FLUJO	Laboratorio Clínico	No Registra	BOECO GERMANY	BOECO	10 UL	CP49370	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
108	PIFETA AUTOMÁTICA VOLUMEN VARIABLE	Laboratorio Clínico	No Registra	BOECO GERMANY	BOECO	5 - 50 UL	CP64305	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
109	PIFETA AUTOMÁTICA VOLUMEN VARIABLE	Laboratorio Clínico	No Registra	BOECO GERMANY	BRAND	100 A 1000 UL	CU0117030	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
110	TERMÓHIGRÓMETRO DIGITAL	Laboratorio Clínico	3050	NO REGISTRO	GENÉRICO	NO REGISTRA	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
111	BÁSCULA DE PISO ANALOGA	Odontología	1897	SOEHNLE	SOEHNLE	6163	No Registra	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
112	TERMÓHIGRÓMETRO DIGITAL	Odontología	6513	TEMPERATURE	TEMPERATURE	ETP-101	No Registra	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
113	BÁSCULA DE PISO DIGITAL	Promoción y Prevención	No Registra	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	GMD	GMD-BD-1522-13/(ORPUES 200)	2.0161E+12	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
114	BÁSCULA DE PISO DIGITAL	Promoción y Prevención	6072	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	GMD	GMD-BD-1522-13/(ORPUES 200)	2.0161E+13	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
115	BÁSCULA DE PISO DIGITAL	Promoción y Prevención	No Registra	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	GMD	GMD-BD-1522-13/(ORPUES 200)	1000779A22-1000920	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
116	BÁSCULA DE PISO DIGITAL	Promoción y Prevención	No Registra	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	GMD	GMD-BD-1522-13/(ORPUES 200)	100201122C-06513	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
117	PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL DE BATERÍA	Promoción y Prevención	No Registra	EDAN INSTRUMENTS INC.	EDAN	H100B	360101-M20107740-096	IB	2202EBC-0005674-R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
118	TENSÍOMETRO ANEROIDE	Promoción y Prevención	No Registra	NO REGISTRA	RIESTER	R1 SHOCK-PROOF	210201790	I	2017DM-0001457 R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
119	TENSÍOMETRO ANEROIDE	Promoción y Prevención	No Registra	NO REGISTRA	RIESTER	MINIMUS II	220403276	I	2017DM-0001457 R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
120	TENSÍOMETRO ANEROIDE	Promoción y Prevención	4502	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	8.0726E+10	I	2008DM-0001935		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
121	TENSÍOMETRO ANEROIDE	Promoción y Prevención	No Registra	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	2.112E+10	I	2008DM-0001935		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
122	ASPIRADOR DE SECRECIONES	Sala de Partos	2028	APEX	APEX	1766	No Registra	IA	2014DM-0011018		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
123	BALANZA PEDIÁTRICA DIGITAL	Sala de Partos	No Registra	PANAVIEW METAL PRODUCTS LTD.	HEALTH O METER	522 KG	5220007841	I	2013DM-0010061		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
124	DEFIBRILADOR CON MARCAPASOS, DEA Y MONITOR DE SIGNOS VITALES.	Sala de Partos	No Registra	COMEN	COMEN	58	88220527037	IB	2021EBC-0023576		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
125	FLUJÓMETRO DE AIRE	Sala de Partos	No Registra	AIR METAN	AIR METAN	FMO-115	F10231	IA	2018DM-0003367-R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
126	FLUJÓMETRO DE AIRE	Sala de Partos	No Registra	TMETER	TMETER	63110	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
127	FLUJÓMETRO DE AIRE	Sala de Partos	No Registra	TMETER	TMETER	63110	20211215	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO



PLAN DE MANTENIMIENTO

Código: 1200-20-27

Versión: 06

Fecha de actualización: Enero de 2026

Página 25 de 43

128	INCUBADORA CERRADA	Sala de Partos	No Registra	NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE CO LTD	NINGBO DAVID	TI 2000	A368B0010009	IB	2019EBC-0003405-R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
129	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Sala de Partos	2771	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	IM-8	380001-M0010890027	IB	2021EBC-0006222-R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
130	MONITOR FETAL	Sala de Partos	No Registra	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	F3	562034-M0204300027	IB	2019EBC-0001783-R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
131	TERMOHIDROMÉTRICO DIGITAL	Sala de Partos	2637	KTJ	KTJ	TA-318	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
132	DESFIBRILADOR CON DEA MARCAPASOS Y MONITOR DE SIGNOS VITALES	Sala de reanimación	No Registra	COMEN	COMEN	S5	S5230204054	IB	2021EBC-0003676		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
133	ASPIRADOR QUIRURGICO	Urgencias	5515	SHANGHAI BAOJIA MEDICAL APPARATUS CO. LTD	SMAF	YX930D	No Registra	IA	2017DM-0001310 R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
134	BALANZA PÉDANCA DIGITAL	Urgencias	No Registra	PANAVIEW METAL PRODUCTS LTD	HEALTH O METER	522 KG	5220007581	I	2013DM-0010061		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
135	BALANZA PÉDANCA DIGITAL	Urgencias	No Registra	SECA GMBH CO.	SECA	354	8.3541E+12	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
136	BALANZA PÉDANCA MECÁNICA	Urgencias	No Registra	DETECTO	DETECTO	BABY SCALE	No Registra	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
137	BASCULA CON TALLIMETRO MECÁNICA	Urgencias	No Registra	DETECTO	DETECTO	2392	E03015-0038	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
138	BASCULA CON TALLIMETRO MECÁNICA	Urgencias	47	DETECTO	DETECTO	2391	No Registra	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
139	BASCULA CON TALLIMETRO MECÁNICA	Urgencias	112	DETECTO	DETECTO	2392	E32814-0032	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
140	BASCULA CON TALLIMETRO MECÁNICA	Urgencias	47	DETECTO	DETECTO	2392	E32915-0093	NO REQUIERE	NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
141	BÁSCULA DE PISO DIGITAL	Urgencias	No Registra	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	GMD	GMD-BD-1522-13(KORPUE3 200)	10007794221000919		NO REQUIERE		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
142	BOMBA DE INFUSIÓN	Urgencias	No Registra	ENMIND	ENMIND	EN-V5	5.1211E+10	IB	2019EBC-0003041		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
143	BOMBA DE INFUSIÓN	Urgencias	5554	SHENZHEN HAWK MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD.	HAWKMED	HAWK-I1	4009051	IB	2018EBC-0017517		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
144	BOMBA DE INFUSIÓN	Urgencias	5555	SHENZHEN HAWK MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD.	HAWKMED	HAWK-I1	4008928	IB	2018EBC-0017517		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
145	DESFIBRILADOR CON MARCAPASOS, DEA Y MONITOR DE SIGNOS VITALES	Urgencias	1969	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD.	MINDRAY	D3	EL47014945	IB	2020EBC-0005493-R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
146	DOPPLER FELTAL ULTRASONICO DE BATERIA DESCARTABLE	Urgencias	No Registra	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	SONOTRAX BASIC A	304021-M1250750021	IA	2007DM-0001107-R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
147	ELECTROCARDIOG RAFO	Urgencias	No Registra	COMEN	COMEN	CM1200B	9.222E+10	IA	2013DM-0009888		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
148	ELECTROCARDIOG RAFO	Urgencias	No Registra	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	SE-3	360433-M15106500020	IA	2020DM-0021425		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
149	ELECTROCARDIOG RAFO	Urgencias	No Registra	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	SE-3	360250-M23910240021	IA	2020DM-0021425		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
150	FLUJÓMETRO DE OXIGENO	Urgencias	No registra	AMICO PATIENT CARE CORPORATION CON DOMICILIO EN CANADA	AMICO	FM015U	FM015U-A1589CA	IA	2017DM-0016278		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
151	FLUJÓMETRO DE OXIGENO	Urgencias	No Registra	AMICO PATIENT CARE CORPORATION CON DOMICILIO EN CANADA	AMICO	FM015U	A15717CA	IA	2017DM-0016278		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
152	FLUJÓMETRO DE OXIGENO	Urgencias	No Registra	AMICO PATIENT CARE CORPORATION CON DOMICILIO EN CANADA	AMICO	FM015U	A15702CA	IA	2017DM-0016278		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
153	FLUJÓMETRO DE OXIGENO	Urgencias	No Registra	AMICO PATIENT CARE CORPORATION CON DOMICILIO EN CANADA	AMICO	FM015U	A15689CA	IA	2017DM-0016278		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
154	FLUJÓMETRO DE OXIGENO	Urgencias	No registra	AMICO PATIENT CARE CORPORATION CON DOMICILIO EN CANADA	AMICO	FM015U	FM015U-A15689CA	IA	2017DM-0016278		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
155	FLUJÓMETRO DE OXIGENO	Urgencias	No Registra	WHITE MARTINS	WHITE MARTINS	NO REGISTRA	No Registra	IA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
156	FLUJÓMETRO DE OXIGENO	Urgencias	5549	WHITE MARTINS	WHITE MARTINS	NO REGISTRA	No Registra	IA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
157	FLUJÓMETRO DE OXIGENO DOBLE	Urgencias	No Registra	AMICO PATIENT CARE CORPORATION CON DOMICILIO EN CANADA	AMICO	DOBLE	FM015U-A15739CA	IA	2017DM-0016278		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
158	FLUJÓMETRO DE OXIGENO DOBLE	Urgencias	No Registra	AMICO PATIENT CARE CORPORATION CON DOMICILIO EN CANADA	AMICO	DOBLE	FM015U-A15728CA	IA	2017DM-0016278		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
159	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Urgencias	2674	SHENZHEN CREATHEV	HEAL FORCE	ADVANCE-120	V39000L0003	IB	2013EBC-0009625		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
160	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Urgencias	2797	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	IM-8	380001-M0010890027	IB	2019DM-0002816-R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
161	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Urgencias	No Registra	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD.	MINDRAY	EPM10	ACT-04008863	IB	2019EBC-0003480-R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
162	MONITOR FETAL	Urgencias	No Registra	COMEN	COMEN	C22	KH-220490002	IB	2015EBC-0013092		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
163	NEBULIZADOR	Urgencias	2012	DEVILISS HEALTHCARE LLC	DEVILISS	5650D	3D5017209	IA	2014DM-0011863		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
164	PULSIOXIMETRO DE DEDO	Urgencias	No Registra	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	GMD	GMDPX-500D	2390605263	IB	2018EBC-0018574		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
165	PULSIOXIMETRO PORTATIL DE BATERIA	Urgencias	No Registra	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	H100B	380101-M1918140134	IB	2020EBC-0005674-R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
166	PULSIOXIMETRO PORTATIL DE BATERIA	Urgencias	2629	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	H100B	No Registra	IB	2020EBC-0005674-R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
167	TENSIOXIMETRO ANEROIDE	Urgencias	No Registra	NO REGISTRA	RIESTER	R1 SHOCK-PROOF	21050237	I	2017DM-0001457 R1		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA



PLAN DE MANTENIMIENTO

Código: 1200-20-27

Versión: 06

Fecha de actualización: Enero de 2026

Página 26 de 43

168	TENSÍMETRO ANEROIDE	Urgencias	No Registra	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	TYCOS	9509000756	I	2018DM-0018127		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
169	TENSÍMETRO ANEROIDE	Urgencias	No Registra	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	2.0021E+11	I	2008DM-0001935		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
170	TENSÍMETRO ANEROIDE	Urgencias	No Registra	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	1.1023E+11	I	2008DM-0001935		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
171	TENSÍMETRO ANEROIDE DE PARED	Urgencias	5523	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	TYCOS	1.509E+11	I	2018DM-0018127		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
172	TENSÍMETRO ANEROIDE DE PARED	Urgencias	26840	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	TYCOS	1.8041E+11	I	2018DM-0018127		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
173	TENSÍMETRO ANEROIDE DE PARED	Urgencias	1534	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	TYCOS	8.053E+10	I	2018DM-0018127		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
174	TERMÓHGRÓMETRO DIGITAL	Urgencias	2007	TEMPERATURE	TEMPERATURE	ETP-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
175	TERMÓHGRÓMETRO DIGITAL	Urgencias	2718	VICI	VICI	CTH-609	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
176	TERMÓHGRÓMETRO DIGITAL	Urgencias	No Registra	TEMPERATURE	TEMPERATURE	HTC-2	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
177	TERMÓMETRO INFRARROJO	Urgencias	#1	NON CONTACT	NON CONTACT	F-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
178	TERMÓMETRO INFRARROJO	Urgencias	#3	NON CONTACT	NON CONTACT	F-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
179	TERMÓMETRO INFRARROJO	Urgencias	#2	NON CONTACT	NON CONTACT	F-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
180	TERMÓMETRO INFRARROJO	Urgencias triage	No Registra	NON CONTACT	NON CONTACT	F-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
181	TERMÓHGRÓMETRO DIGITAL	Vacunación	No Registra	NO REGISTRA	GENÉRICO	NO REGISTRA	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
182	TERMÓHGRÓMETRO DIGITAL	Vacunación	No Registra	NO REGISTRA	ELITECH	GSP-8	EF0223100886	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
183	TERMÓHGRÓMETRO DIGITAL	Vacunación	2768	NO REGISTRA	GENÉRICO	NO REGISTRA	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
184	TERMÓHGRÓMETRO DIGITAL	Vacunación	No Registra	NO REGISTRA	GENÉRICO	NO REGISTRA	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
185	TERMÓHGRÓMETRO DIGITAL	Vacunación	No Registra	NO REGISTRA	TEMPERATURE	HTC-2	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
186	TERMÓMETRO DIGITAL	Vacunación	No Registra	KEK-GERMANY	KEK-GERMANY	RT-803E	57209	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
187	TERMÓMETRO DIGITAL	Vacunación	No Registra	KEK-GERMANY	KEK-GERMANY	RT-803E	57207	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
188	TERMÓMETRO DIGITAL	Vacunación	No Registra	KEK-GERMANY	KEK-GERMANY	RT-803E	57208	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA
189	TERMÓMETRO DIGITAL	Vacunación	No Registra	KEK-GERMANY	KEK-GERMANY	RT-803E	57206	NO REGISTRA	NO REGISTRA		ANUAL	SEPTIEMBRE	S&A INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	CALIBRACIÓN ACREDITADA

13.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS



PLAN DE MANTENIMIENTO

Código: 1200-20-27

Versión: 06

Fecha de actualización: Enero de 2026

Página 27 de 43

ITEM	DESCRIPCION	UBICACION	N° DE INVENTARI	FABRICANTE	MARCA	MODELO/REFERENCIA	SERIE	CLASIFICACION DE DOTACION BIOMEDICA	REGISTRO INVIMA	FECHA DE COMPRA	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	ASPIRADOR DE SECRECIONES	Almacén	No Registra	ASIST INGENIERIA	FOLEE	H003-C	1.80954E+11	IIA	2017DM-0017437		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Verificar el nivel de líquido del equipo. Verificar el manómetro indicador de presión (presión y agua). Verificación de conexiones.
2	BALANZA PEDIÁTRICA MECÁNICA	Almacén	48	PANAVIEW METAL PRODUCTS LTD	HEALTH O METER	1524 KL	No Registra	I	2013DM-0010061		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Chequeo de barra oscilante. Revisión de partes mecánicas (engranajes, piñones, etc.).
3	BÁSCULA DE PISO ANALOGA	Almacén	1510	NO REGISTRA	RANGER	130 KG	No Registra	I	NO REGISTRA		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión del sistema mecánico. Inspección de rango y resolución de escala. Chequeo de partes mecánicas (engranajes).
4	BÁSCULA DE PISO DIGITAL	Almacén	No Registra	WENZHOULONGWAN MEDICAL DEVICE	GMD	GMD-BD-1522-13(KORPUE S.300)	1000779A22	NO REQUIERE	NO REQUIERE		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Se comprueba que el equipo cumple con su funcionamiento general. Chequeo de interruptor de encendido en los apoyos móviles.
5	BÁSCULA DE PISO DIGITAL	Almacén	No Registra	WENZHOULONGWAN MEDICAL DEVICE	GMD	GMD-BD-1522-13(KORPUE S.300)	100201122C00514	NO REQUIERE	NO REQUIERE		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Chequeo de interruptor de encendido en los apoyos móviles.
6	BÁSCULA DE PISO DIGITAL	Almacén	No Registra	WENZHOULONGWAN MEDICAL DEVICE	GMD	GMD-BD-1522-13(KORPUE S.300)	100201122C00516	NO REQUIERE	NO REQUIERE		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Se comprueba que el equipo cumple con su funcionamiento general. Chequeo de interruptor de encendido en los apoyos móviles.
7	CENTRIFUGA DIGITAL 24 TUBOS	Almacén	3076	INDUSTRIA PARA LABORATORIOS S.A	INDULAB	004-S	15941	I	20014DM-0012039		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Chequeo de ruidos o vibraciones inusuales. Revisión de accesorios (soportes, etc.).
8	DESHUMIDIFICADOR	Almacén	1509	PRODUCTOS (EUROPE) LTD	BIONAIRE	BD-20	800029	I	NO REQUIERE		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión de sistema eléctrico y cable AC. Chequear los tiempos de trabajo.
9	EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS DE PAREN	Almacén	103	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	767	No Registra	IIA	2012DM-0009186		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Inspección de motor y sus partes. Verificación de conexiones eléctricas. Verificación de partes mecánicas y elementos electrónicos.
10	FONENDOSCOPIO	Almacén	No Registra	NO REGISTRA	RIESTER	DUPLEX 2.0	No Registra	I	2017DM-000146 R1		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión de campana con auscultación.
11	FONENDOSCOPIO	Almacén	No Registra	NO REGISTRA	RIESTER	SINCE 1948	No Registra	I	2017DM-000146 R1		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión de campana con auscultación.
12	ASPIRADOR DE SECRECIONES	Ambulancia GVV535	No Registra	CA MI SRL CON DOMICILIO EN ITALIA	CA-MI	NEW ASPIRET	165667	IIA	2014DM-0011987		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Se examina filtro hidrófobo del equipo. Revisión de manómetro indicador de presión (presión y agua).
13	BOMBA DE INFUSION	Ambulancia GVV535	No Registra	ENMIND	ENMIND	EN-V5	51210513713	IIIB	2019EBC-0020341		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión de sistema eléctrico y cable de potencia. Chequeo de partes y elementos electrónicos.
14	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	Ambulancia GVV535	No Registra	CU MEDICAL SYSTEMS INC	CU	IPAD NF1201	P1R20G158	IIIB	2010EBC-0005495		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión de partes y elementos electrónicos. Chequeo de la batería de carga.
15	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	Ambulancia GVV535	No Registra	Schiller Ag	SCHILLER	FRED EAST	58994062067	IIIB	2009EBC-0003126		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Chequeo de partes y elementos electrónicos. Revisión de la batería de carga.
16	DOPPLER FELTAL ULTRASONICO DE BATERIA DESMONTABLE	Ambulancia GVV535	2626	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	SONOTRAX BASIC A	560042-M17910390035	IIA	2007DM-0001107 R1		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Inspección de adaptador fuente de alimentación externa. Revisión de baterías recargables.
17	DOPPLER FELTAL ULTRASONICO DE BATERIA RECARGABLE	Ambulancia GVV535	No Registra	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-H22101230137	IIA	2007DM-0001107 R1		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Inspección de adaptador fuente de alimentación externa. Revisión de baterías recargables.
18	FLUJOMETRO DE OXIGENO	Ambulancia GVV535	525	ACARE TECHNOLOGY CO.	ACARE	FA-AB-03	1361271	IIA	2015DM-0001723		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión de empaques. Inspección de la cantidad programada de suministro de oxígeno.
19	FONENDOSCOPIO	Ambulancia GVV535	No Registra	HONSONG (NANTONG) CO.	ALP-K2	807	No Registra	I	2018DM-0018549		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión de campana con auscultación.
20	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	Ambulancia GVV535	No Registra	HONSONG (NANTONG) CO.	ALP-K2	FT-805	No Registra	I	2018DM-0018549		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión de campana con auscultación.
21	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	Ambulancia GVV535	520	Shanghai Lord International Trade CO.	LORD	NR	No Registra	I	2015DM-0020085		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión de campana con auscultación.
22	MANOMETRO INDICADOR DE PRESION DE CILINDRO DE OXIGENO	Ambulancia GVV535	527	ACARE TECHNOLOGY CO.	ACARE	NO REGISTRA	1613990	IIA	2015DM-0012723		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión de partes y accesorios.
23	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Ambulancia GVV535	No Registra	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	X8	261586-M2402270139	IIIB	2018DM-0002616 R1		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Se examina tarjetas y elementos electrónicos.
24	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Ambulancia GVV535	No Registra	SHENZHEN CREATIVE MEDICAL CO. LTD	CREATIVE MEDICAL	PC-500	J0600B0019	IIA	2014EBC-0001248		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Se examina tarjetas y elementos electrónicos.
25	PULSIOXIMETRO PORTATIL DE BATERIA	Ambulancia GVV535	No Registra	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	H100B	360101-803100178	IIIB	2020EBC-0005674 R1		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Se comprueba que el equipo cumple con su funcionamiento general. Revisión de pizna de SpO2.
26	REGULADOR DE OXIGENO DE YUGO	Ambulancia GVV535	No Registra	DANYANG MADOCOM ELECTROMECANICAL	MCARE	MDC870-L6	210702188	IIA	2016DM-0015134		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Se comprueba que el equipo cumple con su funcionamiento general. Revisión de partes y accesorios.
27	TENSIOMETRO ANEROIDE	Ambulancia GVV535	No Registra	HONSONG (NANTONG) CO.	ALP-K2	500-V	900266	I	2018DM-0018548		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión de partes y accesorios.
28	TENSIOMETRO ANEROIDE	Ambulancia GVV535	No Registra	HONSONG (NANTONG) CO.	ALP-K2	500-V	903092	I	2018DM-0018548		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión de partes y accesorios.
29	TERMOMETRO INFRARROJO	Ambulancia GVV535	No Registra	NON CONTACT	NON CONTACT	F-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Se inspecciona interruptor de medición. Revisión de baterías.
30	TERMOMETRO INFRARROJO	Consulta externa	No Registra	NON CONTACT	NON CONTACT	F-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Se inspecciona interruptor de medición. Revisión de baterías.
31	LÁMPARA CUELLO DE CISNE	Consultorio Otológicas	No Registra	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	GS300	No Registra	I	2023DM-0009826 R1		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Se comprueba que el equipo cumple con su funcionamiento general. Verificar la fuente de alimentación.
32	BALANZA PEDIÁTRICA DIGITAL	Consultorio Médico No 1	No Registra	PANAVIEW METAL PRODUCTS LTD	HEALTH O METER	522 KG	522000758	I	2013DM-0010061		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Chequeo de interruptor y/o botón de encendido y apagado.
33	BÁSCULA CON TALLIMETRO MECÁNICA	Consultorio Médico No 1	No Registra	DETECTO	DETECTO	2392	E03015-0020	NO REQUIERE	NO REQUIERE		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Se comprueba que el equipo cumple con su funcionamiento general. Inspección de sistema mecánico.
34	EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS DE PAREN	Consultorio Médico No 1	No Registra	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	767	No Registra	IIA	2012DM-0009186		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Se comprueba que el equipo cumple con su funcionamiento general. Chequeo de interruptor de encendido en los apoyos móviles.
35	PULSIOXIMETRO DE DEDO	Consultorio Médico No 1	No Registra	WENZHOULONGWAN MEDICAL DEVICE	GMD	GMDPX-500D	230905268	IIIB	2018EBC-0016574		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión de pizna de SpO2.
36	TENSIOMETRO ANEROIDE DE PAREN	Consultorio Médico No 1	No Registra	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	7670-01	1.80411E+11	IIA	2012DM-0009186		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión de partes y accesorios.
37	TERMOMETRO INFRARROJO	Consultorio Médico No 1	No Registra	NON CONTACT	NON CONTACT	F-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Se inspecciona interruptor de medición. Revisión de baterías.
38	BÁSCULA DE PISO DIGITAL	Consultorio Médico No 10	No Registra	DETECTO	DETECTO	SLIM PRO	SV00000220101375	NO REQUIERE	NO REQUIERE		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Se comprueba que el equipo cumple con su funcionamiento general. Inspección de interruptor de encendido en los apoyos móviles.
39	ESTUCHE DE EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS	Consultorio Médico No 10	No Registra	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	7.32094E+11	I	2017DM-0007337		SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Despiece del equipo. Se examina interruptor de encendido y apagado de cada mano.



PLAN DE MANTENIMIENTO

Código: 1200-20-27

Versión: 06

Fecha de actualización: Enero de 2026

Página 33 de 43

250	BOMBA DE INFUSIÓN	Urgencias	No Registra	ENMIND	ENMIND	EN-V5	51210513714	IB	2019EBC-0020341	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión de sistema eléctrico y cable de potencia. Chequeo de tarjetas y elementos electrónicos. Revisión de interruptores.
251	BOMBA DE INFUSIÓN	Urgencias	5554	SHENZHEN HAWK MEDICAL INSTRUMENTS	HAWKMED	HAWK-H1	4009051	IB	2019EBC-0017517	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión de sistema eléctrico y cable de potencia. Chequeo de tarjetas y elementos electrónicos. Inspección de interruptores.
252	BOMBA DE INFUSIÓN	Urgencias	5555	SHENZHEN HAWK MEDICAL INSTRUMENTS	HAWKMED	HAWK-H1	4008928	IB	2019EBC-0017517	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Revisión de sistema eléctrico y cable de potencia. Chequeo de tarjetas y elementos electrónicos. Revisión de interruptores.
253	CAMILLA HIDRAULICA	Urgencias	No Registra	METALICAS LOS PINOS INDUSTRIAS	LOS PINOS	C-374	703311	I	2013DM-0010498	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Chequeo de ruedas. Revisión de accesorios (barandas, seguros). Inspección de cuapas. Verificación del sistema mecánico.
254	CAMILLA HIDRAULICA	Urgencias	No Registra	METALICAS LOS PINOS INDUSTRIAS	LOS PINOS	C-374	703313	I	2013DM-0010498	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	equipo. Chequeo de ruedas. Revisión de accesorios (barandas, seguros). Inspección de cuapas. Verificación del sistema mecánico.
255	CAMILLA HIDRAULICA	Urgencias	No Registra	METALICAS LOS PINOS INDUSTRIAS	LOS PINOS	C-374	703312	I	2013DM-0010498	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Chequeo de ruedas. Revisión de accesorios (barandas, seguros). Inspección de cuapas. Verificación del sistema mecánico.
256	CAMILLA HIDRAULICA	Urgencias	No Registra	METALICAS LOS PINOS INDUSTRIAS	LOS PINOS	C-374	703303	I	2013DM-0010498	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Chequeo de ruedas. Revisión de accesorios (barandas, seguros). Inspección de cuapas. Verificación del sistema mecánico.
257	CAMILLA HIDRAULICA	Urgencias	No Registra	METALICAS LOS PINOS INDUSTRIAS	LOS PINOS	C-374	703309	I	2013DM-0010498	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Chequeo de ruedas. Revisión de accesorios (barandas, seguros). Inspección de cuapas. Verificación del sistema mecánico.
258	CAMILLA HIDRAULICA	Urgencias	No Registra	METALICAS LOS PINOS INDUSTRIAS	LOS PINOS	C-374	703314	I	2013DM-0010498	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	equipo. Chequeo de ruedas. Revisión de accesorios (barandas, seguros). Inspección de cuapas. Verificación del sistema mecánico.
259	CAMILLA HIDRAULICA	Urgencias	No Registra	METALICAS LOS PINOS INDUSTRIAS	LOS PINOS	C-374	703308	I	2013DM-0010498	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Chequeo de ruedas. Revisión de accesorios (barandas, seguros). Inspección de cuapas. Verificación del sistema mecánico.
260	CAMILLA HIDRAULICA	Urgencias	No Registra	METALICAS LOS PINOS INDUSTRIAS	LOS PINOS	C-374	703301	I	2013DM-0010498	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	equipo. Chequeo de ruedas. Revisión de accesorios (barandas, seguros). Inspección de cuapas. Verificación del sistema mecánico.
261	DESPLAZADOR CON MARCAPASOS, PARA VENTILADOR DE FLOW CONTROL ULTRASONICO DE BATERIA DESCARTABLE	Urgencias	1969	EDAN INSTRUMENTS INC	MINDRAY	D3	EL47014945	IB	2020EBC-0005463-R1	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Chequeo de funcionamiento del equipo con batería. Se examina sistema eléctrico, partes y elementos electrónicos. Revisión de partes.
262	ELECTROCARDIOG RAFIO	Urgencias	No Registra	EDAN INSTRUMENTS INC	COMEN	COMEN	CM1200B	IA	2013DM-0009888	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Chequeo de tarjetas y elementos electrónicos. Revisión de accesorios: cuapas, cables, etc.
264	ELECTROCARDIOG RATO	Urgencias	No Registra	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	SE-3	360433-M15106500020	IA	2020DM-0021425	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Chequeo de tarjetas y elementos electrónicos. Revisión de accesorios: cuapas, cables, etc.
265	ELECTROCARDIOG RATO	Urgencias	No Registra	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	SE-3	360250-M239102400081	IA	2020DM-0021425	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Chequeo de tarjetas y elementos electrónicos. Revisión de accesorios: cuapas, cables, etc.
266	ELECTROCAUTERIZADOR	Urgencias	5520	SKY	SKY	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión de partes y accesorios juego de puntas y cable AC. Se chequea el equipo.
267	EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS DE BATERIA	Urgencias	1824	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	767	No Registra	I	2018DM-0018127	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Se examinan tarjetas y elementos electrónicos. Inspección del sistema eléctrico, interruptor de emergencia y marcado.
268	EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS DE BATERIA	Urgencias	5	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	767	No Registra	I	2018DM-0018127	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Se examinan tarjetas y elementos electrónicos. Inspección del sistema eléctrico, interruptor de emergencia y marcado.
269	EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS DE BATERIA	Urgencias	1220	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	767	No Registra	I	2018DM-0018127	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Se examinan tarjetas y elementos electrónicos. Inspección del sistema eléctrico, interruptor de emergencia y marcado.
270	ESTUQUE DE ORGANOS Y SENTIDOS	Urgencias	No Registra	NO REGISTRA	RIESTER	RI-SCOOP-L	No Registra	NO REGISTRA	2022DM-0025086	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Despiece del equipo e inspección de interruptor de encendido y apagado de cada mano. Revisión de partes y accesorios. Se chequea el equipo.
271	FLUJOMETRO DE OXIGENO	Urgencias	No Registra	AMICO PATIENT CARE CORPORATION	AMICO	FM015U	FM015U-A15839CA	IA	2017DM-0016278	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	equipo. Revisión de empaques. Inspección de la cantidad programa sea la suministrada. Se examina punta oxidoradora de suministro de oxígeno.
272	FLUJOMETRO DE OXIGENO	Urgencias	No Registra	AMICO PATIENT CARE CORPORATION	AMICO	FM015U	A15717CA	IA	2017DM-0016278	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión de empaques. Inspección de la cantidad programa sea la suministrada. Se examina punta oxidoradora de suministro de oxígeno.
273	FLUJOMETRO DE OXIGENO	Urgencias	No Registra	AMICO PATIENT CARE CORPORATION	AMICO	FM015U	A15720CA	IA	2017DM-0016278	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	equipo. Revisión de empaques. Inspección de la cantidad programa sea la suministrada. Se examina punta oxidoradora de suministro de oxígeno.
274	FLUJOMETRO DE OXIGENO	Urgencias	No Registra	AMICO PATIENT CARE CORPORATION	AMICO	FM015U	A15889CA	IA	2017DM-0016278	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión de empaques. Inspección de la cantidad programa sea la suministrada. Se examina punta oxidoradora de suministro de oxígeno.
275	FLUJOMETRO DE OXIGENO	Urgencias	No Registra	AMICO PATIENT CARE CORPORATION	AMICO	FM015U	FM015U-A15889CA	IA	2017DM-0016278	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	equipo. Revisión de empaques. Inspección de la cantidad programa sea la suministrada. Se examina punta oxidoradora de suministro de oxígeno.
276	FLUJOMETRO DE OXIGENO	Urgencias	No Registra	WHITE MARTINS	WHITE MARTINS	NO REGISTRA	No Registra	IA	NO REGISTRA	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	equipo. Revisión de empaques. Inspección de la cantidad programa sea la suministrada. Se examina punta oxidoradora de suministro de oxígeno.
277	FLUJOMETRO DE OXIGENO	Urgencias	5549	WHITE MARTINS	WHITE MARTINS	NO REGISTRA	No Registra	IA	NO REGISTRA	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	equipo. Revisión de empaques. Inspección de la cantidad programa sea la suministrada. Se examina punta oxidoradora de suministro de oxígeno.
278	FLUJOMETRO DE OXIGENO DOBLE	Urgencias	No Registra	AMICO PATIENT CARE CORPORATION	AMICO	DOBLE	FM015U-A15739CA	IA	2017DM-0016278	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	equipo. Revisión de empaques. Inspección de la cantidad programa sea la suministrada. Se examina punta oxidoradora de suministro de oxígeno.
279	FLUJOMETRO DE OXIGENO DOBLE	Urgencias	No Registra	AMICO PATIENT CARE CORPORATION	AMICO	DOBLE	FM015U-A15726CA	IA	2017DM-0016278	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Revisión de empaques. Inspección de la cantidad programa sea la suministrada. Se examina punta oxidoradora de suministro de oxígeno.
280	FOTOFORO	Urgencias	5521	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	79103	No Registra	IA	2007DM-0001107-R1	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	funcionamiento general. Revisión de cable AC. Inspección de enfriador de luz. Se examina socket de bombilla. Chequeo de bombilla.
281	LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA	Urgencias	No Registra	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	60813	No Registra	I	2017DM-0016955	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Se comprueba que el equipo si cumple con su funcionamiento general. Revisión de mango y encaje de contacto de las valvas. Inspección de velas. Se chequea el combustible. Revisión de funcionamiento general. Revisión de mango y encaje de contacto de las valvas. Inspección de velas. Se chequea el combustible.
282	LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA	Urgencias	No Registra	AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION	ADC	GENERIC0	No Registra	I	2021DM-0024568	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	funcionamiento general. Revisión de mango y encaje de contacto de las valvas. Inspección de velas. Se chequea el combustible.
283	LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA	Urgencias	No Registra	RAYMED INSTRUMENTS CON DOMINIO	XENON	GENERIC0	No Registra	I	2018DM-0018245	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	funcionamiento general. Revisión de mango y encaje de contacto de las valvas. Inspección de velas. Se chequea el combustible. Revisión de funcionamiento general.
284	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Urgencias	2674	SHENZHEN CREATIVE	HEAL FORCE	ADVANCE-120	V36000L0003	IB	2019EBC-0009625	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	equipo. Se examina tarjetas y elementos electrónicos. Revisión y configuración de parámetros NIBP, ECG, SpO2, Temperatura, FC.
285	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Urgencias	2797	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	IM-8	360001-M20108030097	IB	2019DM-0002816-R1	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Se examina tarjetas y elementos electrónicos. Revisión y configuración de parámetros NIBP, ECG, SpO2, Temperatura, FC.
286	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Urgencias	No Registra	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL	MINDRAY	EPM10	AC7-04008663	IB	2019EBC-0003486-R1	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Verificación del funcionamiento general del equipo. Se examina tarjetas y elementos electrónicos. Revisión y configuración de parámetros NIBP, ECG, SpO2, Temperatura, FC.
287	MONITOR FETAL	Urgencias	No Registra	COMEN	COMEN	C22	KH-220406002	IB	2015EBC-0013092	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Se comprueba que el equipo si cumple con su funcionamiento general. Revisión de cable de potencia. Revisión de configuraciones, alarmas y límites de parámetros.
288	NEBULIZADOR	Urgencias	2012	DEVILBISS HEALTHCARE LLC	DEVILBISS	56500	306017269	IA	2014DM-0011863	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	funcionamiento general. Revisión de mangueras internas. Inspección de conexiones eléctricas del equipo. Se chequea el combustible.
289	PULSIXOMETRO DE DEDO	Urgencias	No Registra	WENZHO LONGWAN MEDICAL DEVICE	GMD	GMDPX-500D	230905263	IB	2018EBC-0018574	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Se comprueba que el equipo si cumple con su funcionamiento general. Revisión de pinza de SpO2. Inspección de interruptor encendido y apagado. Se examina de todas las bobinas.
290	PULSIXOMETRO PORTATIL DE BATERIA	Urgencias	No Registra	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	H100B	360101-M21913140134	IB	2020EBC-0005674-R1	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Se comprueba que el equipo si cumple con su funcionamiento general. Revisión de pinza de SpO2. Inspección de interruptor encendido y apagado. Se examina de todas las bobinas.
291	PULSIXOMETRO PORTATIL DE BATERIA	Urgencias	2629	EDAN INSTRUMENTS INC	EDAN	H100B	No Registra	IB	2020EBC-0005674-R1	SEMESTRAL	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	Se comprueba que el equipo si cumple con su funcionamiento general. Revisión de pinza de SpO2. Inspección de interruptor encendido y apagado. Se examina de todas las bobinas.



PLAN DE MANTENIMIENTO

Código: 1200-20-27

Versión: 06

Fecha de actualización: Enero de 2026

Página 34 de 43

292	SIERRA CORTA YESO	Urgencias	5519	DE SOLUTTER MEDICAL LTD.com	CAST CUTTER	HCC - 114	18079	NO REGISTRA	NO REGISTRA		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Verificación del funcionamiento general del equipo ✓ Chequeo del sistema eléctrico ✓ Se inspecciona motor y sus partes ✓ Revisión de espobillas ✓ Se examina interruptor de
293	TENSÍOMETRO ANEROIDE	Urgencias	No Registra	NO REGISTRA	RIESTER	R1 SHOCK-PROOF	210502357	I	2017DM-0001457 R1		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Verificación del funcionamiento general del equipo ✓ Revisión de partes y accesorios. ✓ Chequeo de brazalete, velcro, pera y recámara que no estén deteriorados ✓ Se examina
294	TENSÍOMETRO ANEROIDE	Urgencias	No Registra	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	TYCOS	9509090756	I	2018DM-00018127		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Verificación del funcionamiento general del equipo. ✓ Revisión de partes y accesorios. ✓ Chequeo de brazalete, velcro, pera y recámara que no estén deteriorados ✓ Se examina
295	TENSÍOMETRO ANEROIDE	Urgencias	No Registra	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	2.00211E+11	I	2008DM-0001935		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Verificación del funcionamiento general del equipo. ✓ Revisión de partes y accesorios. ✓ Chequeo de brazalete, velcro, pera y recámara que no estén deteriorados ✓ Se examina
296	TENSÍOMETRO ANEROIDE	Urgencias	No Registra	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	1.10228E+11	I	2008DM-0001935		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Verificación del funcionamiento general del equipo. ✓ Revisión de partes y accesorios. ✓ Chequeo de brazalete, velcro, pera y recámara que no estén deteriorados ✓ Se examina
297	TENSÍOMETRO ANEROIDE DE PARED	Urgencias	5523	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	TYCOS	1.50901E+11	I	2018DM-00018127		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Verificación del funcionamiento general del equipo. ✓ Revisión de partes y accesorios. ✓ Chequeo de brazalete, velcro, pera y recámara que no estén deteriorados ✓ Se examina
298	TENSÍOMETRO ANEROIDE DE PARED	Urgencias	26840	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	TYCOS	1.80411E+11	I	2018DM-00018127		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Verificación del funcionamiento general del equipo. ✓ Revisión de partes y accesorios. ✓ Chequeo de brazalete, velcro, pera y recámara que no estén deteriorados ✓ Se examina
299	TENSÍOMETRO ANEROIDE DE PARED	Urgencias	1534	WELCH ALLYN INC	WELCH ALLYN	TYCOS	80530145727	I	2018DM-00018127		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Verificación del funcionamiento general del equipo. ✓ Revisión de partes y accesorios. ✓ Chequeo de brazalete, velcro, pera y recámara que no estén deteriorados ✓ Se examina
300	TERMÓHIGRÓMETRO DIGITAL	Urgencias	2007	TEMPERATURE	TEMPERATURE	ETP-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Revisión de sonda (sensor de temperatura de uso externo) ✓ Se chequean baterías ✓ Inspección de sensor de temperatura y humedad
301	TERMÓHIGRÓMETRO DIGITAL	Urgencias	2718	VICI	VICI	CTH-609	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Revisión de sonda (sensor de temperatura de uso externo) ✓ Se chequean baterías ✓ Inspección de sensor de temperatura y humedad
302	TERMÓHIGRÓMETRO DIGITAL	Urgencias	No Registra	TEMPERATURE	TEMPERATURE	HTC-2	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Revisión de sonda (sensor de temperatura de uso externo) ✓ Se chequean baterías ✓ Inspección de sensor de temperatura y humedad
303	TERMÓMETRO INFRARROJO	Urgencias	#1	NON CONTACT	NON CONTACT	F-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Se inspecciona interruptor de medición ✓ Revisión de baterías ✓ Chequeo de tarjetas y elementos electrónicos ✓ Se examina rango y
304	TERMÓMETRO INFRARROJO	Urgencias	#3	NON CONTACT	NON CONTACT	F-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Se inspecciona interruptor de medición ✓ Revisión de sonda (sensor de temperatura de uso externo) ✓ Se chequean baterías ✓ Inspección de sensor de temperatura y humedad
305	TERMÓMETRO INFRARROJO	Urgencias	#2	NON CONTACT	NON CONTACT	F-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Se inspecciona interruptor de medición ✓ Revisión de baterías ✓ Chequeo de tarjetas y elementos electrónicos ✓ Se examina rango y
306	TERMÓMETRO INFRARROJO	Urgencias triaje	No Registra	NON CONTACT	NON CONTACT	F-101	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Se inspecciona interruptor de medición ✓ Revisión de baterías ✓ Chequeo de tarjetas y elementos electrónicos ✓ Se examina rango y
307	TERMÓHIGRÓMETRO DIGITAL	Vacunación	No Registra	NO REGISTRA	GENÉRICO	NO REGISTRA	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Revisión de sonda (sensor de temperatura de uso externo) ✓ Se chequean baterías ✓ Inspección de sensor de temperatura y humedad
308	TERMÓHIGRÓMETRO DIGITAL	Vacunación	No Registra	NO REGISTRA	ELITECH	GSP-6	EFG2231008 86	NO REGISTRA	NO REGISTRA		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Revisión de sonda (sensor de temperatura de uso externo) ✓ Se chequean baterías ✓ Inspección de sensor de temperatura y humedad
309	TERMÓHIGRÓMETRO DIGITAL	Vacunación	2798	NO REGISTRA	GENÉRICO	NO REGISTRA	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Revisión de sonda (sensor de temperatura de uso externo) ✓ Se chequean baterías ✓ Inspección de sensor de temperatura y humedad
310	TERMÓHIGRÓMETRO DIGITAL	Vacunación	No Registra	NO REGISTRA	GENÉRICO	NO REGISTRA	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Revisión de sonda (sensor de temperatura de uso externo) ✓ Se chequean baterías ✓ Inspección de sensor de temperatura y humedad
311	TERMÓHIGRÓMETRO DIGITAL	Vacunación	No Registra	NO REGISTRA	TEMPERATURE	HTC-2	No Registra	NO REGISTRA	NO REGISTRA		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Revisión de sonda (sensor de temperatura de uso externo) ✓ Se chequean baterías ✓ Inspección de sensor de temperatura y humedad
312	TERMÓMETRO DIGITAL	Vacunación	No Registra	KEX-GERMANY	KEX-GERMANY	RT-803E	57209	NO REGISTRA	NO REGISTRA		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Revisión de sonda sensor de temperatura ✓ Se chequean compartimento de baterías y baterías ✓ Inspección de cable en espiral ✓ Se realizan
313	TERMÓMETRO DIGITAL	Vacunación	No Registra	KEX-GERMANY	KEX-GERMANY	RT-803E	57207	NO REGISTRA	NO REGISTRA		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Revisión de sonda sensor de temperatura ✓ Se chequean compartimento de baterías y baterías ✓ Inspección de cable en espiral ✓ Se realizan
314	TERMÓMETRO DIGITAL	Vacunación	No Registra	KEX-GERMANY	KEX-GERMANY	RT-803E	57208	NO REGISTRA	NO REGISTRA		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Revisión de sonda sensor de temperatura ✓ Se chequean compartimento de baterías y baterías ✓ Inspección de cable en espiral ✓ Se realizan
315	TERMÓMETRO DIGITAL	Vacunación	No Registra	KEX-GERMANY	KEX-GERMANY	RT-803E	57206	NO REGISTRA	NO REGISTRA		SEMESTRA L	MAYO / DICIEMBRE	AM7 INGENIERIA S.A.S.	✓ Revisión de sonda sensor de temperatura ✓ Se chequean compartimento de baterías y baterías ✓ Inspección de cable en espiral ✓ Se realizan

13.5 EQUIPOS RELACIONADOS CON SERVICIOS DE APOYO HOSPITALARIO.

La institución cuenta con un vehículo ambulancia NISSAN FRONTIER modelo 2020 y una camioneta CHEVROLET COLORADO modelo 2022.

AMBULANCIA

- Se le realiza cambio de aceite y filtros cada 5000 km, que teniendo en cuenta los desplazamientos se le debe realizar.

	PLAN DE MANTENIMIENTO	Código: 1200-20-27
		Versión: 06
		Fecha de actualización: Enero de 2026
		Página 35 de 43

- Cambio de llantas de acuerdo al desgaste que estas presenten.
- Revisión preventiva: el sistema eléctrico, sistema mecánico y motor. Esta actividad se realizará cada 6 meses, lo cual se traduce en 2 veces al año.
- Cambio de aceite hidráulico: transmisión y caja se realizará dos veces al año.

CAMIONETA ADMINISTRATIVA.

- Se le realiza cambio de aceite y filtros cada 5000 km, de acuerdo a los desplazamientos.
- Cambio de llantas de acuerdo al desgaste que estas presenten.
- Revisión preventiva: el sistema eléctrico, sistema mecánico y motor. Esta actividad se realizará cada 6 meses, lo cual se traduce en dos veces al año.
- Cambio de aceite hidráulico: en transmisión y caja.

EQUIPOS DE SEGURIDAD (CCTV)

Es el mantenimiento preventivo que se realiza a las cámaras de seguridad. El cual se tiene programado para el mes de marzo y octubre o de acuerdo a necesidad.

PLANTA ELECTRICA

De acuerdo al cronograma de mantenimientos preventivos estipulados por las entidades vigilantes, se realizarán dos mantenimientos anuales a la planta eléctrica instalada en el Hospital nuestra señora de la Candelaria del municipio de Guarne.

Se realizarán cambios en todos los filtros, se harán revisiones de todo el sistema eléctrico de la planta eléctrica para certificar el buen funcionamiento de la misma, revisión de transferencia automática, después de realizado el mantenimiento preventivo se ejecuta pruebas de funcionamiento, este consta de quitar manualmente la energía del proveedor y confirmar que la planta eléctrica entre en funcionamiento al paso de 30 segundos con éxito en las pruebas.

	PLAN DE MANTENIMIENTO	Código: 1200-20-27
		Versión: 06
		Fecha de actualización: Enero de 2026
		Página 36 de 43

CENTRALES TELEFÓNICAS.

El mantenimiento preventivo de la central telefónica estará a cargo de una persona o empresa con los conocimientos técnicos requeridos para la misma, tiene como objeto supervisar los sistemas telefónicos y de audio respuesta para verificar y prevenir posibles fallas que puedan presentar en los sistemas de comunicación, este mantenimiento se llevará a cabo en el sitio donde se encuentren instaladas las plantas telefónicas, previa coordinación con el cliente.

Mantenimiento de la Central Telefónica, con primario con sus canales, la programación de la planta y entregar una lista de los códigos de acceso a cada parte de la programación para que se pueda actualizar Mantenimiento preventivo de teléfonos sencillos y digitales que consiste en limpieza física y limpieza electrónica Revisión y cambio (si es necesario) de cordones, cápsulas y teclados de teléfonos sencillos y digitales.

EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO.

Hacen parte del equipo industrial de uso hospitalario, la planta eléctrica, los equipos de lavandería y de cocina, tanques de agua, las autoclaves, el equipo de refrigeración y aquellos equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario.

13.6 MUEBLES PARA USO ADMINISTRATIVO Y PARA USOS ASISTENCIALES

Son los muebles empleados para la prestación de los servicios y las actividades de apoyo de la entidad como camillas, camas, carros de medicamentos, carros de paro, escritorios, atriles, sillas, escalerillas, entre otros). El mantenimiento

A continuación, se presentan los cuadros de programación de los respectivos mantenimientos.



PLAN DE MANTENIMIENTO

Código: 1200-20-27

Versión: 06

Fecha de actualización: Enero de 2026

Página 37 de 43

ITEM	DESCRIPCION	UBICACIÓN	PLACA	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	FECHA	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
CONSULTA EXTERNA							
1	ESCALA METALICA DE 2 PASOS	CONSULTORIOS (1)		CARLOS OCHOA	ANUAL	Primeros martes de cada mes (marzo a diciembre, un consultorio por mes)	Mantenimiento preventivo y correctivo a cada mobiliario
2	DIVÁN FIJO						
3	SILLA EJECUTIVA						
4	SILLA EJECUTIVA CON CABECERA						
5	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR						
Urgencias							
1	ESCALA METALICA DE 2 PASOS	URGENCIAS (2)		CARLOS OCHOA	ANUAL	Primeros martes de cada mes (enero y febrero, un consultorio por mes)	Mantenimiento preventivo y correctivo a cada mobiliario
2	DIVÁN FIJO						
3	SILLA EJECUTIVA						
4	SILLA EJECUTIVA CON CABECERA						
5	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR						
LABORATORIO							
1	ESCRITORIO	LABORATORIO		CARLOS OCHOA	ANUAL	Enero a diciembre (una visita mensual y adicional a requerimiento de área)	Mantenimiento preventivo y correctivo a cada mobiliario
2	SILLA EJECUTIVA CON CABECERA						
3	SILLAS ALTAS CON RODACHINES						
4	SILLAS ESCRITORIO						
5	MESON EN ACERO INOXIDABLE						
6	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR						
7	SILLAS DE SALA DE ESPERA						
8	MESONES DE TOMA DE MUESTRA						
9	CAMILLA PARA TOMA DE MUESTRA VAGINAL						
10	SILLA DE TOMA DE MUESTRAS						
11	ARCHIVADORES DE PARED						
FARMACIA							
1	ESCRITORIOS	FARMACIA		CARLOS OCHOA	ANUAL	Enero a diciembre (una visita mensual y adicional a requerimiento de área)	Mantenimiento preventivo y correctivo a cada mobiliario
2	SILLA EJECUTIVA CON CABECERA						
3	ESTANTERIAS FIJAS						
4	ESTANTERIAS RODANTES						
5	ESTIBAS PLASTICAS						
6	SILLAS PARA ESCRITORIOS						
7	VITRINAS CON VIDRIO						
8	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR						
9	SILLAS SALA DE ESPERA						
10	MESA PARA RECEPCIÓN TÉCNICA						
ODONTOLOGÍA							
1	ESCRITORIO	ODONTOLOGÍA		CARLOS OCHOA	ANUAL	Enero a diciembre (una visita mensual y adicional a requerimiento de área)	Mantenimiento preventivo y correctivo a cada mobiliario
2	SILLA EJECUTIVA CON CABECERA (2)						
3	CARRO DE MEDICAMENTOS						
4	SILLA EJECUTIVA (6)						
5	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR SENCILLO						
6	MESON EN MADERA						
7	MESON EN ACERO INOXIDABLE						
8	LOCKER EN MADERA						
FISIOTERAPIA							
1	ESCRITORIO (2)	FISIOTERAPIA		CARLOS OCHOA	ANUAL	Enero a diciembre (una visita mensual y adicional a requerimiento de área)	Mantenimiento preventivo y correctivo a cada mobiliario
2	BARRAS PARALELAS METÁLICAS						
3	CAMILLAS (2)						
4	SILLA EJECUTIVA CON CABECERA						
5	ARCHIVADOR						
VACUNACION							
1	ESCRITORIO	VACUNACION		CARLOS OCHOA	ANUAL	Enero a diciembre (una visita mensual y adicional a requerimiento)	Mantenimiento preventivo y correctivo a cada mobiliario
2	SILLA EJECUTIVA CON CABECERA						
3	CAMILLA PARA TOMA DE MUESTRA						
4	ESCRITORIO						
ÁREA ADMINISTRATIVA (PISO 1)							
1	ESCRITORIO	ADMISIONES		CARLOS OCHOA	ANUAL	Enero a diciembre (una visita mensual y adicional a requerimiento de área)	Mantenimiento preventivo y correctivo a cada mobiliario
2	SILLA EJECUTIVA CON CABECERA						
3	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR						
4	ARCHIVADOR MADERA						
5	ARCHIVADOR HORIZONTAL METALICO						
ÁREA ADMINISTRATIVA (PISO 2)							
1	ESCRITORIO	ADMINISTRACION		CARLOS OCHOA	ANUAL	Enero a diciembre (una visita mensual y adicional a requerimiento de área)	Mantenimiento preventivo y correctivo a cada mobiliario
2	SILLA EJECUTIVA CON CABECERA						
3	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR						
4	ARCHIVADOR MADERA						
5	ARCHIVADOR HORIZONTAL METALICO						

	PLAN DE MANTENIMIENTO	Código: 1200-20-27
		Versión: 06
		Fecha de actualización: Enero de 2026
		Página 38 de 43

13.4 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y SCANNER

Se realizan mantenimientos según cronograma en pro de la conservación de los equipos de cómputo, impresoras, scanners y fotocopiadoras de la institución, ofreciendo un ambiente de trabajo seguro y óptimo a los funcionarios, donde cuenten con las condiciones adecuadas para el desarrollo de sus funciones y garantizar así la correcta prestación de los servicios y custodia de la información. El mantenimiento preventivo que se le realiza a las estaciones de trabajo, este se realiza semanalmente a diferentes equipos y mensualmente se hace limpieza.



PLAN DE MANTENIMIENTO

Código: 1200-20-27

Versión: 06

Fecha de actualización: Enero de 2026

Página 39 de 43

ITEM	UBICACIÓN	DESCRIPCION	MARCA	PLACA	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	FECHA	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
1	GERENCIA	PORTATIL	ASUS	S/P	DR GABRIEL JAIME B	CADA 6 MESES	ene-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
2	COORD CIENTIFICA	PORTATIL	ASUS	S/P	DRA LINA LIZARALDE	CADA 6 MESES	ene-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
3	ADMINISTRACION	TODO EN UNO	HP	7028	DR OMAR GOMEZ	CADA 6 MESES	feb-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
4	SECRETARIA	PC DE ESCRITORIO	CLON	472025	AUX PATRICIA OCHOA	CADA 6 MESES	feb-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
5	SECRETARIA	ESCANER	CANON		AUX PATRICIA OCHOA	CADA 6 MESES	feb-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
6	ESTADISTICA	TODO EN UNO	HP	7001	ROSMERY SUAREZ	CADA 6 MESES	feb-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
7	SISTEMAS	PC DE ESCRITORIO	CLON	472029	LIBARDO LADINO	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
8	FACTURACION01	TODO EN UNO	HP	7030	MARGARITA MONTOYA	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
9	FACTURACION02	TODO EN UNO	HP	7002	ADRIANA MARIN	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
10	FACTURACION03	TODO EN UNO	HP	7003	ADRIANA NARVAEZ	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
11	FACTURACION04	PC DE ESCRITORIO	CLON	472018	NATALIA CARDONA	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
12	FACTURACION05	PC DE ESCRITORIO	CLON	4136	KENIA	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
13	FACTURACION	IMPRESORA	HP	6454	MARGARITA MOTOYA	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
14	FINANCIERA	PC DE ESCRITORIO	CLON	5223Y10	YOLIMA OSORIO	CADA 6 MESES	ene-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
15	FINANCIRA	IMPRESORA	HP	4115	YOLIMA OSORIO	CADA 6 MESES	ene-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
16	CARTERA	PC DE ESCRITORIO	CLON	472023	LINA CARDONA	CADA 6 MESES	ene-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
17	NOMINA	PC DE ESCRITORIO	CLON	4210	CLAUDIA OCHOA	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
18	NOMINA	IMPRESORA	EPSON	000139	CLAUDIA OCHOA	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
19	PC-APOYOADTV007	PC DE ESCRITORIO	CLON	6031	DANIELA ORTIZ	CADA 6 MESES	feb-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
20	PC-APOYOADTV009	PC DE ESCRITORIO	CLON	6079	DANIELA ORTIZ	CADA 6 MESES	feb-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
21	PC-AOPOYOADTV003	PC DE ESCRITORIO	ACER	5543	DANIELA ORTIZ	CADA 6 MESES	feb-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
22	CALL-CENTER01	PC DE ESCRITORIO	ACER	1001	DANIELA ORTIZ	CADA 6 MESES	feb-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
23	PC-APOYOADTV006	PC DE ESCRITORIO	CLON	204	DANIELA ORTIZ	CADA 6 MESES	feb-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
24	PC-APOYOADTV010	PC DE ESCRITORIO	CLON	4195	DANIELA ORTIZ	CADA 6 MESES	feb-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
25	PC-APOYOADTV011	PC DE ESCRITORIO	ACER	4192	DANIELA ORTIZ	CADA 6 MESES	feb-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
26	PC-APOYOADTV004	PC DE ESCRITORIO	ACER	3503	DANIELA ORTIZ	CADA 6 MESES	feb-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
27	PC-APOYOADTV008	PC DE ESCRITORIO	ACER	13	DANIELA ORTIZ	CADA 6 MESES	feb-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
28	COORD-PYP	TODO EN UNO	HP	7026	DANIELA ORTIZ	CADA 6 MESES	feb-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
29	PC-APOYO-ADTV0001	PC DE ESCRITORIO	CLON	304	DANIELA ORTIZ	CADA 6 MESES	feb-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)



PLAN DE MANTENIMIENTO

Código: 1200-20-27

Versión: 06

Fecha de actualización: Enero de 2026

Página 40 de 43

30	PC-APOYOADTV005	PC DE ESCRITORIO	ACER	0335	DANIELA ORTIZ	CADA 6 MESES	feb-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
31	SOPORTEAUDITOR	PC DE ESCRITORIO	CLON	304	DANIELA ORTIZ	CADA 6 MESES	feb-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
32	PYP	IMPRESORA	CANON	S/P	DANIELA ORTIZ	CADA 6 MESES	feb-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
33	HOSPITALIZACION01	PC DE ESCRITORIO	ACER	5534	EFE DE ENFERMERI Y UR	CADA 6 MESES	ene-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
34	HOSPITALIZACION02	PC DE ESCRITORIO	ACER	1	EFE DE ENFERMERI Y UR	CADA 6 MESES	ene-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
35	HOSPITALIZACION	IMPRESORA	HP 402DW	196	EFE DE ENFERMERI Y UR	CADA 6 MESES	ene-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
36	DOCUMENTACION	PC DE ESCRITORIO	CLON	S/P	PAULA LOPEZ	CADA 6 MESES	ene-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
37	ALAMCEN	TODO EN UNO	HP	7027	ERIKA GARCIA	CADA 6 MESES	ene-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
38	TRIAGE01	TODO EN UNO	HP	7009	EFE DE ENFERMERI Y UR	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
39	TRIAGE02	PC DE ESCRITORIO	ACER	17	EFE DE ENFERMERI Y UR	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
40	FACT-VACUNACION	TODO EN UNO	HP	7025	ILMA IRAL	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
41	VACUNACION	PC DE ESCRITORIO	ACER	6076	MARINA HERRERA	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
42	ADMISIONE03	TODO EN UNO	HP	7023	ASTRID RAMIREZ	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
43	ADMISIONES02	TODO EN UNO	HP	7022	ASTRID RAMIREZ	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
44	ADMISIONES01	TODO EN UNO	HP	7021	ASTRID RAMIREZ	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
45	ADMISIONES	IMPRESORA	RICHO	197	ASTRID RAMIREZ	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
46	ADMISIONES04	PC DE ESCRITORIO	CLON	4203	ASTRID RAMIREZ	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
47	ODONTOLOGIA-FACT	PC DE ESCRITORIO	ACER	.0003	CLAUDIA CARDONA	CADA 6 MESES	abr-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
48	ODONTOLOGIA01	TODO EN UNO	HP	7020	CARLOS OCHOA	CADA 6 MESES	abr-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
49	ODONTOLOGIA02	PORTATIL	LENOVO	1818	YULIANA OROZCO	CADA 6 MESES	abr-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
50	ODONTOLOGIA03	PORTATIL	LENOVO	5547	YULIANA OROZCO	CADA 6 MESES	abr-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
51	ODONTOLOGIA04	PORTATIL	HP	190MYF	MARIA JARAMILLO	CADA 6 MESES	abr-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
52	ODONTOLOGIA05	PORTATIL	ASUS	S/P	YULIANA OROZCO	CADA 6 MESES	abr-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
53	ODONTOLOGIA06	PC DE ESCRITORIO	ACER	324	YULIANA OROZCO	CADA 6 MESES	abr-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
54	ODONTOLOGIA	IMPRESORA	HP	2124	CLUDIA CARDONA	CADA 6 MESES	abr-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
55	FARMACIA-ADMIN	TODO EN UNO	HP	7024	ELIANA GALLEG0	CADA 6 MESES	abr-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
56	FARMACIA01	PC DE ESCRITORIO	ACER	1003	ELIANA GALLEG0	CADA 6 MESES	abr-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
57	FARMACIA02	PC DE ESCRITORIO	ACER	2	ELIANA GALLEG0	CADA 6 MESES	abr-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
58	FARMACIA03	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	4154	ELIANA GALLEG0	CADA 6 MESES	abr-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
59	FARMACIA04	PC DE ESCRITORIO	CLON	88	ELIANA GALLEG0	CADA 6 MESES	abr-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)
60	FARMACIA	IMPRESORA	HP	2125	ELIANA GALLEG0	CADA 6 MESES	abr-26	Limpieza general lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp.internet)



PLAN DE MANTENIMIENTO

Código: 1200-20-27

Versión: 06

Fecha de actualización: Enero de 2026

Página 41 de 43

61	SIAU01	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	3022	MIRELLA BERRIO	CADA 6 MESES	abr-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
62	SIAU02	PC DE ESCRITORIO	CLON	2023	ESTEFANIA CARDONA	CADA 6 MESES	abr-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
63	SIAU	IMPRESORA	RICHO	112	MIRELLA BERRIO	CADA 6 MESES	abr-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
64	CONSULTORIO01	TODO EN UNO	HP	7010	R ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	may-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
65	CONSULTORIO01	IMPRESORA	HP		DR ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	may-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
66	CONSULTORIO02	TODO EN UNO	HP	7011	R ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	may-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
67	CONSULTORIO02	IMPRESORA	HP		DR ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	may-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
68	CONSULTORIO03	TODO EN UNO	HP	7012	R ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	may-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
69	CONSULTORIO03	IMPRESORA	HP		DR ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	may-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
70	CONSULTORIO04	TODO EN UNO	HP	7013	R ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	may-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
71	CONSULTORIO04	IMPRESORA	HP		DR ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	may-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
72	CONSULTORIO05	TODO EN UNO	HP	7014	R ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	may-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
73	CONSULTORIO05	IMPRESORA	HP		DR ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	may-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
74	CONSULTORIO06	TODO EN UNO	HP	7015	R ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	may-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
75	CONSULTORIO06	IMPRESORA	HP		DR ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	may-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
76	CONSULTORIO07	TODO EN UNO	HP	7016	R ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	may-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
77	CONSULTORIO07	IMPRESORA	HP		DR ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	may-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
78	CONSULTORIO08	TODO EN UNO	HP	7017	R ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	may-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
79	CONSULTORIO08	IMPRESORA	HP		DR ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	may-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
80	CONSULTORIO09	TODO EN UNO	HP	7018	R ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	may-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
81	CONSULTORIO09	IMPRESORA	HP		DR ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	may-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
82	CONSULTORIO10	TODO EN UNO	HP	7028	R ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	jun-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
83	CONSULTORIO10	IMPRESORA	HP		DR ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	jun-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
84	CONSULTORIO11	TODO EN UNO	LENOVO	7DYT	R ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	jun-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
85	CONSULTORIO11	IMPRESORA	HP		DR ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	jun-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
86	COORD-MEDICO	TODO EN UNO	HP	7004	R ALEJANDRO SEPULVEDA	CADA 6 MESES	jun-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
87	COORD-URGENCIAS	PC DE ESCRITORIO	CLON		JEFE DE ENFERMERIA Y UR	CADA 6 MESES	jun-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
88	PSICOLOGIA	PC DE ESCRITORIO	ACER	1012	DR	CADA 6 MESES	jun-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
89	FACT-URGENCIAS1	TODO EN UNO	HP	7006	JEFE DE ENFERMERIA Y UR	CADA 6 MESES	jun-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
90	FACT-URGENCIAS2	PC DE ESCRITORIO	ACER	4206	JEFE DE ENFERMERIA Y UR	CADA 6 MESES	jun-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
91	URGENCIAS	IMPRESORA	HP	4200	JEFE DE ENFERMERIA Y UR	CADA 6 MESES	jun-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)

	PLAN DE MANTENIMIENTO	Código: 1200-20-27
		Versión: 06
		Fecha de actualización: Enero de 2026
		Página 42 de 43

92	URGENCIAS MED01	TODO EN UNO	HP	7007	R ALEJANDRO SEPULVED	CADA 6 MESES	jun-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
93	URGENCIAS MED02	TODO EN UNO	HP	7008	R ALEJANDRO SEPULVED	CADA 6 MESES	jun-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
94	URGENCIAS MED	IMPRESORA	HP	6813	R ALEJANDRO SEPULVED	CADA 6 MESES	jun-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
95	STAND01	PC DE ESCRITORIO	ACER	5530	EFE DE ENFERMERI Y UR	CADA 6 MESES	jun-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
96	STAND02	PC DE ESCRITORIO	ACER	15	EFE DE ENFERMERI Y UR	CADA 6 MESES	jun-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
97	SISTEMAS	TODO EN UNO	HP	7005	LIBARDO LADINO	CADA 6 MESES	jun-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
98	RADS SERVER	PC DE ESCRITORIO	CLON	65	LIBARDO LADINO	CADA 6 MESES	jun-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
99	SISTEMAS	PC DE ESCRITORIO	CLON	1123C77	LIBARDO LADINO	CADA 6 MESES	jun-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
100	SISTEMAS	PC DE ESCRITORIO	CLON	24	LIBARDO LADINO	CADA 6 MESES	jun-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
101	SISTEMAS	PORTATIL	HP	2675	LIBARDO LADINO	CADA 6 MESES	may-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
102	LABORATORIO	PORTATIL	HP	S/P	SONIA	CADA 6 MESES	abr-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
103	AUDITORIO	PORTATIL	HP	S/P	PATRICIA OCHOA	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
104	PYP EXTRAM	PORTATIL	LENOVO	S/P	DANIELA ORTIZ	CADA 6 MESES	feb-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
105	SERVIDOR	PC DE ESCRITORIO	DELL		LIBARDO LADINO	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
106	SERVIDOR	PC DE ESCRITORIO	HP		LIBARDO LADINO	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
107	TRIAGE01	IMPRESORA	HP		DR ALEJANDRO SEPULVED	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
108	TRIAGE02	IMPRESORA	HP		DR ALEJANDRO SEPULVED	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)
109	FACT-VACUNACION	IMPRESORA	HP		MARINA HERRERA	CADA 6 MESES	mar-26	Limpieza genereal lubricacion de partes mecanicas limpieza de software (temp,internet)

UPS

Desarmado Revisión de baterías Limpieza y pruebas de funcionamiento.

14. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

El seguimiento al plan se realiza desde la subgerencia administrativa, auxiliar de mantenimiento y suministros, quien verifica su cumplimiento y en conjunto con el comité directivo se realizan acciones de mejoras respectivas.

	PLAN DE MANTENIMIENTO	Código: 1200-20-27
		Versión: 06
		Fecha de actualización: Enero de 2026
		Página 43 de 43

Se establecen auditorías dentro del plan anual, para hacer seguimiento al cumplimiento y garantizar eficiencia.

15. RESPONSABLES

El subdirector Administrativo es responsable del cumplimiento del plan de mantenimiento en compañía de la persona encargada de mantenimiento y suministros, el subdirector a su vez realizará la gestión para la contratación de los expertos requeridos en su ejecución.

DESCRIPCIÓN		FECHA
<i>Elabora: Omar de Jesús Gómez Aristizábal, subdirector administrativo</i>		<i>Enero de 2026</i>
<i>Revisa: Omar de Jesús Gómez Aristizábal, subdirector administrativo</i>		<i>Enero de 2026</i>
<i>Aprueba: Gabriel Jaime Betancur Duque, Gerente</i>		<i>Enero de 2026</i>
<i>Acto administrativo: Resolución 011 de 2025</i>		<i>Enero 20 de 2025</i>
CONTROL DE ACTUALIZACIONES		
Versión	Fecha	Cambios
01	Enero de 2021	Se crea el documento
02	Enero de 2022	Se modifica el documento de acuerdo a directrices dadas por la SSSA, se actualizan cronogramas de mantenimiento, se actualizan inventarios.
03	Enero de 2023	Se actualiza cronogramas de mantenimiento
04	Enero de 2024	Se actualiza el ítem recursos financieros para los mantenimientos, se incluye el plan de mantenimiento de infraestructura, se modifica los mantenimientos preventivos de los equipos biomédicos
05	Enero de 2025	Se actualiza el ítem recursos financieros para los mantenimientos, se actualizan cronogramas de mantenimiento.
06	Enero de 2026	Se actualiza el ítem recursos financieros para los mantenimientos, se actualizan cronogramas de mantenimiento